

The background features a repeating pattern of overlapping circles and stylized leaves. The circles are arranged in a hexagonal grid, with each circle overlapping its neighbors. Inside each circle, there are two stylized leaf shapes, one on the left and one on the right, pointing towards the center. The entire pattern is rendered in a light gray line art style on a white background.

LED FACE MASK



the beauty specialists

ENGLISH	3	ESPAÑOL	31
FRANÇAIS	10	PORTUGUÊS	38
DEUTSCH	17	ITALIANO	45
NEDERLANDS	24	УКРАЇНСЬКА	52



WARNINGS & PRECAUTIONS

- **Please read all instructions thoroughly and retain for future reference.**
- This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and maintenance shall not be made by children without supervision.
- If the power lead is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or similarly qualified person in order to avoid hazard. Contact Customer Care to arrange a replacement.
- Do not immerse product in water. This appliance may be cleaned by wiping with a damp cloth. Do NOT use solvents or abrasive cleaners.
- Do not use the LED face mask if you are taking any medication that may cause sensitivity to light.
- Using the mask while on light-sensitizing medication may lead to skin irritation or other reactions.
- Some medications, such as certain antibiotics, cancer treatments, and diuretics, can make your skin more sensitive to light, so always check with your doctor if you are unsure.
- Use the device only for the specific skin conditions listed in the instructions and not for any other purpose.
- Do not use the mask if you are pregnant, breastfeeding, or trying to become pregnant.
- Avoid using the device if you have a medical condition like Lupus, Albinism, or photosensitive eczema.
- Do not use the mask if you have any disorder that causes sensitivity to light.
- Always perform a patch test before using the device for the first time to check for any skin sensitivity.
- DO NOT use LED Face Mask in any way that is not exactly as specified in these instructions for use.
- Stop using the mask immediately if it feels hot or causes your skin to feel uncomfortably warm.

- Use only the recommended gel masks that are designed to work safely with this device.
- Make sure to clean your face and remove any makeup, creams, or lotions before using the mask.
- Keep the device away from water and do not use it in wet environments or if it may have come into contact with liquids.
- Do not place the device near hot surfaces or expose it to high temperatures.
- Never try to modify or repair the device yourself as doing so can void the warranty and may be unsafe.
- Do not use the mask if any part such as the mask, controller, or charging cable is damaged.
- The strap contains polyester, nylon, and lycra, so do not use it if you are allergic to any of these materials.
- Do not use the device if you are prone to headaches triggered by bright or flashing lights.
- Always attach the correct adapter before plugging the device into a socket
- DO NOT share LED Face Mask with any other person. LED Face Mask is for single person use only.
- Follow the recommended treatment guidelines and avoid using the mask more often than advised.
- LED Face Mask must only be supplied at safety extra low voltage (SELV) corresponding to the marking on LED Face Mask.
- Do not use on areas that have had cosmetic surgery.
- Always unplug the device immediately after using and before cleaning.
- Do not leave the device unattended. Turn off before you leave the room.
- Keep out of reach from children and pets.
- Do not use in the bath or shower.
- Do not charge for longer than 24 hours.
- LED Face Mask is only to be used with the controller supplied (LED Face Mask Controller).
- If you suffer from a skin condition, consult your dermatologist before use;

Sensitivity to light, or photosensitivity, is a known side effect of many medications. This may include certain types of antibiotics, cancer treatments, and water pills (diuretics). If you're not sure whether a medication you're taking could cause this reaction, it's best to check with your doctor or pharmacist.

In addition to medications, other substances can also make the skin more reactive to sunlight. Some common examples include: St. John's Wort, coal tar, some deodorants, antibacterial soaps, artificial sweeteners, mothballs (which contain naphthalene), petroleum-based products, optical brighteners in laundry detergents, and cadmium sulfide (sometimes used in tattoo pigments).

INTRODUCTION

With natural aging, the skin gradually loses its firmness, moisture, and elasticity, often leading to wrinkles and dullness. This LED Face Mask is designed to support facial rejuvenation using targeted wavelengths of light therapy.

The mask emits light at specific wavelengths which are known to support the reduction of fine lines and wrinkles and promote healthier-looking skin over time.

This device is intended for home use by adults seeking a non-invasive option to improve facial appearance and reduce the visibility of fine lines. Results may vary based on individual skin condition and usage frequency.

KNOW YOUR UNIT

- | | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ❶ Head Straps | ❸ Mode/Colour Indicator | ❾ Battery Indicator |
| ❷ LED Face Mask | ❹ Intensity Indicator | ❿ Time |
| ❸ USB Charging Cable | ❺ On/Off | ⓫ Mode |
| ❹ Carry bag | ❻ Intensity Increase | ⓬ Time Increase |
| ❺ Controller | ❼ Intensity Decrease | ⓭ Time Decrease |

PATCH TEST

Before beginning your first full-face treatment, it's important to conduct a sensitivity test:

1. Choose a clean, small area of skin (such as your inner forearm).
2. Place the LED mask over this area and run a complete session at the planned treatment intensity level.
3. Wait 6–8 hours after the test. If you notice excessive redness, itching, or irritation, do not proceed with facial use.
4. If no adverse effects are observed, you may begin normal treatments.

CHARGING


To charge the LED Face Mask, insert the USB Charging Cable into the Controller and plug into a USB port. The bars on the Battery Indicator will show 5 bars once fully charged. The Controller will take between 2.5-3 hours to fully charge.

Note: Always recharge when the Battery Indicator has 1 bar. The LED Face Mask will not operate whilst charging.

PREPARING FOR USE

Before each session, ensure the LED Face Mask is powered off and clean. Refer to the cleaning section on the next page for detailed instructions. The mask is equipped with adjustable head straps for a secure and comfortable fit:

1. Insert the straps through the slots located on each side of the mask.
2. Wrap the straps around your head and fasten them using the provided hook-and-loop system. Adjust for comfort and stability.
3. Insert Lead from the LED Face Mask into the Controller.



TREATMENTS

To achieve optimal results, it is recommended to use the LED Face Mask consistently over several weeks.

- Begin with 3 to 5 sessions per week for the first 6 weeks.
 - Adjust frequency based on your skin's sensitivity and your skincare routine.
1. Press the **On/Off** button to turn on the mask. The default mode (**Mode 1**: Red + Near-Infrared Light) will activate automatically.
 2. To select a light mode, press the **"Mode"** button to cycle through the four treatment options:
 - Mode 1**: Red + Near-Infrared Light (17minutes maximum)
 - Mode 2**: Red Light Only (25minutes maximum)
 - Mode 3**: Blue Light (20minutes maximum)
 - Mode 4**: Red + Blue Light (20minutes maximum)
 3. To adjust the intensity, use the **"Intensity +"** or **"Intensity -"** buttons to set brightness (Levels 1–3). Start at a lower intensity and increase based on comfort.
 4. To set a treatment time, press the **"Time +"** or **"Time -"** buttons to adjust session duration in **5-minute increments**. The timer screen will countdown and the mask will automatically turn off once the treatment time has finished.

Note: Each mode has specific maximum time limits - see above.
 5. Once the session ends, remove the mask, turn off the device, and apply your regular moisturiser and sunscreen

AFTERCARE & REACTIONS

Following a treatment, some individuals may notice temporary skin responses:

- Slight redness can appear post-use but typically fades within a few hours.
- In some cases, users may experience minor peeling, dryness, or itchiness, which usually resolves in a short time.
- Occasional mild headaches have been reported after sessions.

The device uses light wavelengths generally considered safe for cosmetic use. However, if you experience any unusual discomfort or skin reaction, discontinue use immediately and consult a healthcare professional if necessary.

Optional Use of Performance Enhancing Gels:

The benefits of using the LED mask can be boosted if used in conjunction with specific proprietary approved gels. For more information visit www.riobeauty.com.

CLEANING

Proper cleaning is essential to maintain hygiene and prolong device life.

Before each use:

- Power off the device and unplug from any charging source.
- Wipe the interior and exterior of the mask with a soft, damp cloth.
- Avoid harsh chemicals, abrasive materials, or submerging the unit in water.
- For deeper cleaning, lightly use a cloth dampened with 70% alcohol.

Controller Care:

- Wipe gently with a dry or slightly damp cloth.
- Avoid moisture exposure near connection ports.

STORAGE

- Store the mask in a clean, dry place at room temperature.
- Avoid exposure to direct sunlight, excessive humidity, or dust.
- Use the provided carry bag to protect the device during travel or when not in use.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Cause	Solution
No lights turn on	Battery not charged	Fully charge the device using the supplied USB cable.
Lights stay on beyond timer	Timer function error	Turn off manually. If this repeats, contact customer support.
Flickering lights	Internal malfunction	Discontinue use and request a replacement.
Device won't turn on	Loose connection	Check all cables and ensure a full charge. Retry after disconnecting.

Note: If a problem persists after troubleshooting, stop using the device and contact Rio Customer Care.

DISPOSAL



The Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive (2012/19/EU) has been put in place to recycle products using best available recovery and recycling techniques to minimise the impact on the environment, treat any hazardous substances and avoid the increasing landfill. This product is classed as Electrical or Electronic equipment so please ensure that at the end of the life of this product it is disposed of in the correct manner in accordance with local authority requirements. It must NOT be disposed of with household waste.

Recycle Responsibly:

1. Check your local municipal guidelines
2. Separate the components and dispose of them correctly

SPECIFICATION

Controller Input: 5V  1.0A 5.0W 

Mask Input: 5V  1.0A 5.0W Max from controller



This product complies with current EU product legislation.



This symbol indicates the USB connector.



Read these instructions carefully before use and then retain for future use.



Class III symbol (IEC 60417-5180).



This product is for indoor use only.



This unit complies with current UKCA product legislation.



Direct current.



Recycle Paper.



Detachable PSU IEC 60417-6181.

Model number: FCAA

Program time: 5-25 minutes

Wavelengths: • Red (650-655nm)
• Blue (405-410nm)
• NIR (845-855nm)

Maximum output intensity:

30mW/cm²

Operating temperature:

0°C to 30°C (32°F to 86°F)

Storage and transport temperature:

-5°C to 55°C (23°F to 131°F)

Operating humidity:

30% to 95% without condensation

Storage and transport humidity:

20% to 85% without condensation

Electrical output: 5V, 1A

IP22

CUSTOMER CARE

If you have any questions, please contact us at: online@riobeauty.com

To reorder additional accessories, please visit
www.riobeauty.com or contact your local distributor.

GUARANTEE

To register your two year guarantee online, visit:

www.riobeauty.com/warranty

UK RP: The Dezac Group Ltd, PO Box 17,
Cheltenham Spa, England GL53 7ET

EU RP: The Dezac Group (Europe) B.V. Azura,
Saturnusstraat 46-62, 2132 HB Hoofddorp, Netherlands

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

- Veuillez lire attentivement toutes les consignes et les conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou présentant un manque d'expérience et de connaissances si ces enfants ou ces personnes sont supervisés ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers potentiels. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer ni entretenir l'appareil sans surveillance.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son représentant ou toute autre personne qualifiée, afin d'éviter tout danger possible. Contactez alors le Service Clients pour procéder à un remplacement.
- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau. Pour nettoyer cet appareil, essuyez avec un chiffon humide. Ne PAS utiliser de solvants ni de détergents abrasifs.
- NE PAS utiliser LED Face Mask si vous prenez des médicaments pouvant causer une photosensibilité.
- Utiliser le masque alors que vous êtes sous traitement médicamenteux photosensibilisant peut provoquer une irritation cutanée ou d'autres réactions.
- Certains médicaments, comme certains antibiotiques, traitements contre le cancer et diurétiques, peuvent rendre votre peau davantage sensible à la lumière. En cas de doutes, consultez toujours votre médecin.
- Utilisez l'appareil uniquement pour les affections cutanées spécifiques mentionnées dans le mode d'emploi et non à d'autres fins.
- N'utilisez pas le masque si vous êtes enceinte, si vous allaitez ou si vous essayez de tomber enceinte.
- Évitez d'utiliser l'appareil si vous souffrez d'un problème médical comme le lupus, l'albinisme ou l'eczéma photosensible.
- NE PAS utiliser le masque si vous prenez des médicaments causant une photosensibilité.
- Effectuez toujours un test épicutané avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, afin de s'assurer de l'absence de sensibilité cutanée.
- NE PAS utiliser LED Face Mask, de quelle que façon que ce soit, autre que celles exactement précisées dans ces indications d'utilisation.
- Cessez immédiatement d'utiliser le masque si vous ressentez une chaleur ou si votre peau s'échauffe et que cela devient inconfortable.

- Utilisez uniquement les masques en gel recommandés, conçus pour fonctionner en toute sécurité avec cet appareil.
- Veillez à bien nettoyer votre visage et à bien retirer maquillage, crème ou lotion avant d'utiliser le masque.
- Tenez l'appareil à l'écart de l'eau et ne pas l'utiliser en environnement humide ou s'il a pu entrer en contact avec des liquides.
- Ne pas placer l'appareil à proximité de surfaces chaudes et ne pas l'exposer à des températures élevées.
- Ne jamais tenter de modifier ou de réparer l'appareil vous-même, car cela pourrait annuler la garantie et présenter un risque de sécurité.
- Ne pas utiliser le masque si une partie quelconque, comme le masque, la commande ou le câble de recharge, est endommagée.
- La sangle contient du polyester, du nylon et du lycra. Ne pas l'utiliser si vous êtes allergique à l'un de ces matériaux.
- Ne pas utiliser cet appareil si vous êtes sujet à des maux de tête induits par des lumières vives ou clignotantes.
- Branchez toujours l'adaptateur approprié avant de brancher l'appareil dans une prise.
- NE PAS partager LED Face Mask avec d'autres personnes. LED Face Mask est destiné à être utilisé par une seule personne.
- Suivez les directives d'utilisation recommandées et évitez d'utiliser le masque plus souvent que prévu.
- LED Face Mask doit uniquement être alimenté en très basse tension de sécurité (TBTS) correspondant aux données portées sur LED Face Mask.
- Ne pas utiliser sur les zones ayant subi une chirurgie esthétique.
- Débranchez toujours l'appareil immédiatement après utilisation et avant nettoyage.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance. Éteignez l'appareil avant de quitter la pièce.
- Conservez hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne pas utiliser dans le bain ou sous la douche.
- Ne pas faire charger plus de 24 heures.
- LED Face Mask doit uniquement être utilisé avec la commande fournie (commande du LED Face Mask)
- Si vous présentez une affection cutanée, consultez votre dermatologue avant utilisation.

La sensibilité à la lumière, ou photosensibilité, est un effet secondaire connu de nombreux médicaments. Ces médicaments peuvent inclure certains types d'antibiotiques, des traitements contre le cancer et des diurétiques. Si vous avez un doute quant à un médicament que vous prenez puisse provoquer cette réaction, il est préférable de consulter votre médecin ou votre pharmacien.

Outre des médicaments, d'autres substances peuvent également rendre la peau plus réactive au soleil. Voici quelques exemples courants : millepertuis, goudron de houille, certains déodorants, savons antibactériens, édulcorants artificiels, boules anti-mites (contenant de la naphtaline), produits pétroliers, éclaircissants optiques contenus dans les lessives et sulfure de cadmium (parfois utilisé dans les pigments de tatouage).

INTRODUCTION

Avec le vieillissement naturel, la peau perd progressivement de sa fermeté, son hydratation et son élasticité, ce qui provoque souvent l'apparition de rides et ternit le teint. Ce LED Face Mask est conçu pour contribuer au rajeunissement du visage grâce à une thérapie par la lumière utilisant des longueurs d'onde ciblées.

Le masque émet une lumière à des longueurs d'onde spécifiques connues pour contribuer à réduire rides et ridules et favoriser une peau visiblement plus saine au fil du temps.

Cet appareil est destiné à un usage domestique par des adultes à la recherche d'une option non invasive pour améliorer l'apparence de leur visage et réduire la visibilité des ridules. Les résultats peuvent varier en fonction de l'état de la peau et de la fréquence d'utilisation.

VOUS FAMILIARISER AVEC VOTRE APPAREIL

- | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| ❶ Sangles de tête | ❷ Indicateur d'intensité | charge de la batterie |
| ❸ LED Face Mask | ❸ Marche/Arrêt | |
| ❹ Câble de charge USB | ❹ Augmentation de l'intensité | ❶❷ Durée |
| ❺ Housse de transport | ❶❸ Réduction de l'intensité | ❶❹ Mode |
| ❻ Commande | ❶❹ Témoin d'indication du niveau de | ❶❺ Augmentation de la durée |
| ❼ Indicateur de mode/couleur | | ❶❻ Diminution de la durée |

TEST ÉPICUTANÉ

Avant de débiter votre premier soin global du visage, il est important de réaliser un test de sensibilité :

1. Choisissez une petite zone de peau propre (comme l'intérieur de votre avant-bras).
2. Positionnez le masque LED sur cette zone et effectuez une séance complète à l'intensité prévue pour la session.
3. Patientez 6 à 8 heures après le test. Si vous remarquez une rougeur excessive, des démangeaisons ou une irritation, ne pas utiliser l'appareil sur le visage.
4. Si vous n'observez aucun effet indésirable, vous pouvez commencer les utilisations normales.

CHARGE

Pour faire charger LED Face Mask, insérez le câble de charge USB dans la commande et branchez sur un port USB. L'indicateur du niveau de charge de la batterie affiche 5 barrettes une fois l'appareil entièrement chargé. Une charge complète de la commande nécessite 2,5 à 3 heures.


Remarque : rechargez toujours l'appareil lorsque l'indication du niveau de charge de la batterie affiche 1 barrette. LED Face Mask ne fonctionne pas lorsqu'il est en charge.

PRÉPARATIFS AVANT UTILISATION

Avant chaque session, veuillez vous assurer que LED Face Mask est éteint et propre. Veuillez vous reporter à la rubrique Nettoyage à la page suivante pour obtenir des instructions détaillées.

Le masque est doté de sangles de tête réglables pour un port sûr et confortable :

1. Faites passer les sangles dans les fentes situées de chaque côté du masque.
2. Faites passer les sangles autour de votre tête et fixez-les à l'aide du système de fermeture par velcro fourni. Réglez en fonction du confort et de la stabilité souhaités.
3. Insérez le câble de LED Face Mask dans la commande.



SOINS

Pour obtenir des résultats optimaux, il est conseillé d'utiliser LED Face Mask régulièrement sur plusieurs semaines.

- Débutez par 3 à 5 séances par semaine au cours des 6 premières semaines.
 - Ajustez la fréquence en fonction de la sensibilité et de la routine de votre peau.
1. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** pour allumer le masque. Le mode par défaut (**Mode 1** : lumière rouge + proche de la lumière à infra-rouge) s'active automatiquement.
 2. Pour sélectionner un mode lumineux, appuyez sur le bouton « **Mode** » pour naviguer entre les 4 options de soin :
 - Mode 1** : lumière rouge + proche de la lumière à infra-rouge (17 minutes maximum)
 - Mode 2** : lumière rouge uniquement (25 minutes maximum)
 - Mode 3** : lumière bleue (20 minutes maximum)
 - Mode 4** : lumière rouge + lumière bleue (20 minutes maximum)
 3. Pour régler l'intensité, utilisez les boutons « **Intensité +** » ou « **Intensité -** » pour régler la luminosité (niveaux 1 à 3). Commencez par une faible intensité et augmentez-la en fonction de votre confort.
 4. Pour déterminer une durée d'utilisation, appuyez sur les boutons « **Durée +** » ou « **Durée -** », afin de régler la durée d'une session par **incréments de 5 minutes**. L'écran du minuteur effectue un compte à rebours et le masque s'éteint automatiquement une fois la durée d'utilisation écoulée.

Remarque : chaque mode est associé à des plafonds de durée maximum spécifiques - voir ci-dessus.
 5. En fin de séance, retirez le masque, éteignez l'appareil et appliquez votre produit hydratant et votre écran solaire habituels.

SOINS APRÈS UTILISATION ET RÉACTIONS

Après utilisation, certaines personnes peuvent constater des réactions cutanées temporaires :

- Une légère rougeur peut apparaître après utilisation, mais elle disparaît généralement en quelques heures.
- Dans certains cas, les utilisateurs peuvent faire l'objet d'une légère desquamation, une sécheresse ou des démangeaisons, qui disparaissent en principe rapidement.
- De légers maux de tête occasionnels ont été signalés après les séances.

L'appareil utilise des longueurs d'onde lumineuses généralement considérées comme sûres pour un usage cosmétique. Toutefois, si vous ressentez une gêne inhabituelle ou une réaction cutanée, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez un professionnel de santé au besoin.

Utilisation facultative de gels améliorant les performances :

Les bénéfices du masque LED peuvent être renforcés s'il est utilisé en association avec des gels spécifiques approuvés. Pour obtenir de plus amples informations, rendez-vous sur www.riobeauty.com.

NETTOYAGE

Un nettoyage adéquat est essentiel pour maintenir l'hygiène et prolonger la durée de vie de l'appareil.

Avant chaque utilisation :

- Éteignez l'appareil et débranchez-le de toute source de charge.
- Essuyez l'intérieur et l'extérieur du masque à l'aide d'un chiffon doux et humide.
- Évitez les produits chimiques agressifs, les matériaux abrasifs ou d'immerger l'appareil dans l'eau.
- Pour un nettoyage plus approfondi, utilisez délicatement un chiffon imbibé d'alcool à 70 %.

Entretien de la commande :

- Essuyez délicatement avec un chiffon sec ou légèrement humide.
- Évitez l'exposition à l'humidité à proximité des ports de connexion.

STOCKAGE

- Rangez le masque dans un endroit propre et sec, à température ambiante.
- Évitez l'exposition directe au soleil, à une humidité excessive ou à la poussière.
- Utilisez la housse de transport fournie pour protéger l'appareil pendant vos déplacements ou lorsqu'il n'est pas utilisé.

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

Problème	Cause possible	Solution
Aucune lumière ne s'allume	La batterie n'a pas chargé	Faites entièrement charger l'appareil à l'aide du câble USB fourni.
Les lumières restent allumées après que la durée du minuteur se soit écoulée	Erreur de la fonction minuterie	Éteignez l'appareil manuellement. Si le problème se renouvelle, contactez le service clients.
Lumières vacillantes	Dysfonctionnement interne	Cessez d'utiliser l'appareil et sollicitez un remplacement.
L'appareil ne s'allume pas	Mauvais contact	Vérifiez tous les câbles et veillez à ce que l'appareil soit entièrement chargé. Essayez de nouveau après avoir déconnecté.

Remarque : si un problème persiste après dépannage, cessez d'utiliser l'appareil et contactez le service clients Rio.

ÉLIMINATION



La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (2012/19/UE) a été mise en œuvre en vue de recycler les appareils en ayant recours aux meilleures techniques à disposition en matière de récupération et de recyclage, afin de minimiser l'impact environnemental, de traiter toute substance dangereuse et d'éviter d'accentuer la décharge dans la nature. Cet appareil est classé dans les équipements électriques ou électroniques. Par conséquent, veillez à ce qu'en fin de vie, cet appareil soit éliminé de façon correcte conformément aux exigences des autorités locales. Il ne doit PAS être jeté avec les déchets ménagers.

Responsabilité en matière de recyclage :

1. Consultez les directives de votre commune
2. Triez les éléments et éliminez-les correctement

SPÉCIFICATIONS

Alimentation commande : 5 V $\overline{\text{---}}$ 1,0 A 5,0 W 

Alimentation masque : 5V $\overline{\text{---}}$ 1,0 A 5,0 W maxi depuis la commande



Cet appareil satisfait à la législation européenne en vigueur régissant les appareils.



Ce symbole indique un connecteur USB



Veuillez lire attentivement ces consignes avant utilisation et les conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.



Symbole classe III
(CEI 60417-5180)



Cet appareil est destiné à un usage intérieur uniquement.



Cet appareil est conforme à la législation de UKCA en vigueur relative aux appareils.



Courant continu.



Papier recyclé.



Bloc d'alimentation CEI60417-6181.

Référence du modèle : FCAA

Durée du programme : 5 à 25 minutes

Longueurs d'onde :

- Rouge (650-655 nm)
- Bleu (405-410 nm)
- Proche lumière infra-rouge (845-855 nm)

Intensité de sortie maximale :

30 mW/cm²

Température de fonctionnement :

0°C à 30°C (32°F à 86°F)

Température de stockage et de transport :

-5°C à 55°C (23°F à 131°F)

Humidité en cours de fonctionnement :

30 % à 95 % sans condensation

Humidité de stockage et de transport :

20 % à 85 % sans condensation

Puissance électrique : 5 V, 1 A
IP22

SERVICE APRÈS-VENTE

Pour toute question, veuillez nous contacter à cette adresse : **online@riobeauty.com**

Pour vos commandes d'accessoires, rendez-vous sur le site **www.riobeauty.com** ou contactez votre distributeur local.

GARANTIE

Pour vous enregistrer en ligne et bénéficier d'une garantie de deux ans, rendez-vous sur : **www.riobeauty.com/warranty**

Représentation pour le Royaume-Uni : The Dezac Group Ltd, PO Box 17, Cheltenham Spa, Angleterre GL53 7ET

Représentation pour l'Europe : The Dezac Group (Europe) B.V. Azura, Saturnusstraat 46-62, 2132 HB Hoofddorp, Pays-Bas

WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE

- **Lesen Sie bitte die gesamte Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für die spätere Verwendung auf.**
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen und psychischen Fähigkeiten oder mit fehlender Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn die Bedienung des Geräts unter Aufsicht erfolgt oder die Personen hinsichtlich des sicheren Gebrauchs und der möglichen Gefahren, die durch den Gebrauch entstehen können, eingewiesen wurden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung sollten von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Lassen Sie ein beschädigtes Netzkabel aus Sicherheitsgründen nur vom Hersteller, vom Kundendienst oder einer Fachkraft auswechseln. Um ein Ersatzteil zu erhalten, wenden Sie sich bitte an unsere Kundenbetreuung.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser. Das Gerät kann durch Abwischen mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie KEINE Lösungsmittel oder scheuernden Reiniger.
- Verwenden Sie die LED-Gesichtsmaske NICHT, wenn Sie Medikamente einnehmen, die Lichtempfindlichkeit verursachen können.
- Der Gebrauch der Maske während der Einnahme von Medikamenten, die Lichtempfindlichkeit verursachen, kann zu Hautreizungen oder anderen Reaktionen führen.
- Einige Medikamente, wie bestimmte Antibiotika, Krebsmedikamente und Diuretika, können Ihre Haut lichtempfindlicher machen. Wenden Sie sich bei Fragen daher immer an Ihren Arzt.
- Verwenden Sie das Gerät nur für die in der Anleitung aufgeführten Hautprobleme und nicht für andere Zwecke.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie schwanger sind, stillen oder versuchen, schwanger zu werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie an Lupus, Albinismus oder einem lichtempfindlichen Ekzem erkrankt sind.
- Verwenden Sie die Maske nicht, wenn Sie an einer Störung leiden, die Lichtempfindlichkeit verursacht.
- Führen Sie vor der ersten Verwendung des Geräts immer einen Patch-Test durch, um die Hautverträglichkeit zu überprüfen.
- Verwenden Sie die LED-Gesichtsmaske NUR auf die in dieser Gebrauchsanleitung aufgeführten Weise.
- Stellen Sie sofort den Gebrauch der Maske ein, wenn sie sich heiß anfühlt oder Ihre Haut dadurch unangenehm warm wird.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Gelmasken, die mit diesem Gerät sicher eingesetzt werden können.
- Reinigen Sie Ihr Gesicht gründlich und entfernen Sie Make-up, Cremes oder Lotionen, bevor Sie die Maske aufsetzen.

- Halten Sie das Gerät von Wasser fern und verwenden Sie es nicht in feuchten Umgebungen oder wenn es mit Flüssigkeiten in Kontakt gekommen sein könnte.
- Legen Sie das Gerät nicht in die Nähe von heißen Oberflächen und setzen Sie es keinen hohen Temperaturen aus.
- Versuchen Sie niemals, das Gerät zu ändern oder selbst zu reparieren, da dadurch Ihre Garantie erlöschen und das Gerät unsicher werden kann.
- Verwenden Sie die Maske nicht, wenn Teile wie die Maske, die Steuerung oder das Ladekabel beschädigt sind.
- Das Band enthält Polyester, Nylon und Lycra. Verwenden Sie es daher nicht, wenn Sie gegen eines dieser Materialien allergisch sind.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie zu Kopfschmerzen neigen, die durch helles oder blinkendes Licht ausgelöst werden.
- Befestigen Sie immer den richtigen Adapter, bevor Sie das Gerät an eine Steckdose anschließen.
- Teilen Sie die LED-Gesichtsmaske NICHT mit einer anderen Person. Die LED-Gesichtsmaske sollte nur von einer Person verwendet werden.
- Befolgen Sie die empfohlenen Behandlungsrichtlinien und vermeiden Sie es, die Maske häufiger als empfohlen zu verwenden.
- Die LED-Gesichtsmaske darf nur mit der auf dem Etikett angegebenen besonders niedrigen Spannung (SELV) betrieben werden.
- Nicht auf Bereichen anwenden, die einer kosmetischen Operation unterzogen wurden.
- Direkt nach dem Gebrauch und vor der Reinigung das Gerät von der Steckdose trennen.
- Das Gerät nie unbeaufsichtigt lassen. Schalten Sie es vor Verlassen des Raums stets aus.
- Bewahren Sie es außer Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Nicht in der Badewanne oder unter der Dusche verwenden.
- Nicht länger als 24 Stunden laden.
- Die LED-Gesichtsmaske darf nur mit der mitgelieferten Bedienung verwendet werden (LED-Gesichtsmaskenbedienung).
- Wenn Sie unter einer Hautkrankheit leiden, holen Sie bitte zuerst den Rat Ihres Hautarztes ein.

Lichtempfindlichkeit bzw. Photosensibilität ist eine bekannte Nebenwirkung vieler Medikationen. Dazu gehören bestimmte Arten von Antibiotika, Krebsbehandlungen und Wassertabletten (Diuretika). Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob ein von Ihnen eingenommenes Medikament diese Reaktion verursachen könnte, wenden Sie sich am besten an Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Neben Medikamenten können andere Substanzen die Haut ebenfalls sonnenempfindlicher machen. Einige übliche Beispiele sind: Johanniskraut, Steinkohlenteer, manche Deodorants, antibakterielle Seifen, künstliche Süßstoffe, Mottenkugeln (die Naphthalin enthalten), erdölbasierte Produkte, optische Aufheller in Waschmitteln und Cadmiumsulfid (manchmal bei Tätowierfarben verwendet).

EINFÜHRUNG

Mit der natürlichen Alterung verliert die Haut allmählich an Festigkeit, Feuchtigkeit und Elastizität, was häufig zu Falten und einem matten Teint führt. Diese LED-Gesichtsmaske soll das Gesicht mit gezielten Lichttherapie-Wellenlängen verjüngen.

Die Maske gibt Licht in bestimmten Wellenlängen ab, die bekanntermaßen zur Reduzierung feiner Linien und Falten und mit der Zeit zu einer gesünder aussehenden Haut beitragen.

Dieses Gerät ist für die Anwendung zu Hause durch Erwachsene gedacht, die nach einer nicht-invasiven Möglichkeit suchen, das Aussehen ihres Gesichts zu verbessern und feine Linien zu reduzieren. Die Ergebnisse können je nach dem jeweiligen Hautzustand und der Anwendungshäufigkeit variieren.

LERNEN SIE IHR GERÄT KENNEN

- | | | |
|---------------------|-------------------------|-------------------|
| ❶ Kopfbänder | ❷ Modus-/Farbanzeige | ❸ Akkuanzeige |
| ❹ LED-Gesichtsmaske | ❺ Intensitätsanzeige | ❻ Zeit |
| ❻ USB-Ladekabel | ❽ Ein/Aus | ❼ Modus |
| ❽ Tragetasche | ❾ Intensität erhöhen | ❽ Zeit erhöhen |
| ❾ Steuerung | ❿ Intensität verringern | ❾ Zeit reduzieren |

TESTANWENDUNG

Bevor Sie mit der Behandlung des gesamten Gesichts beginnen, sollten Sie unbedingt einen Sensibilitätstest durchführen:

1. Wählen Sie einen kleinen sauberen Hautbereich (wie z. B. an Ihrem inneren Unterarm).
2. Legen Sie die LED-Maske auf diesen Bereich und führen Sie eine vollständige Sitzung mit der geplanten Intensitätsstufe durch.
3. Warten Sie 6–8 Stunden nach dem Test. Wenn Sie eine übermäßige Rötung, Juckreiz oder eine Hautreizung bemerken, führen Sie keine Anwendung auf dem Gesicht durch.
4. Wenn keine nachteiligen Wirkungen beobachtet werden, können Sie mit normalen Behandlungen beginnen.

AUFLADEN

Um die LED-Gesichtsmaske zu laden, verbinden Sie das USB-Ladekabel mit der Steuerung und einem USB-Anschluss. Die Akkuanzeige zeigt bei vollständiger Ladung 5 Balken an. Das vollständige Laden der Steuerung dauert 2,5 bis 3 Stunden.


Hinweis: Bei Anzeige nur eines Balkens immer neu aufladen. Die LED-Gesichtsmaske funktioniert nicht während des Ladevorgangs.

VORBEREITUNG DES GEBRAUCHS

Vergewissern Sie sich vor jeder Sitzung bitte, ob die LED-Gesichtsmaske ausgeschaltet und sauber ist. Detaillierte Anweisungen finden Sie unter dem Abschnitt zur Reinigung auf der nächsten Seite.

Die Maske ist mit anpassbaren Kopfbändern für einen sicheren, bequemen Sitz ausgestattet.

1. Führen Sie die Bänder durch die Schlitzlöcher an den Seiten der Maske.
2. Legen Sie die Bänder um Ihren Kopf herum und schließen Sie sie mit dem Klettverschluss. Passen Sie sie so an, dass sie komfortabel und stabil sitzen.
3. Stecken Sie das Kabel der LED-Gesichtsmaske in die Steuerung.



BEHANDLUNGEN

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, wird der regelmäßige Gebrauch der LED-Gesichtsmaske über mehrere Wochen empfohlen.

- Beginnen Sie in den ersten 6 Wochen mit 3 bis 5 Sitzungen pro Woche.
 - Passen Sie die Häufigkeit an die Empfindlichkeit Ihrer Haut und an Ihre Hautpflegeroutine an.
1. Drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste, um die Maske einzuschalten. Der Standardmodus (**Modus 1**: Rotlicht + Nahinfrarotlicht) wird automatisch aktiviert.
 2. Um einen Lichtmodus auszuwählen, drücken Sie die „**Modus**“-Taste und gehen die vier Behandlungsoptionen durch:
 - Modus 1**: Rotlicht + Nahinfrarotlicht (max. 17 Minuten)
 - Modus 2**: Nur Rotlicht (max. 25 Minuten)
 - Modus 3**: Blaues Licht (max. 20 Minuten)
 - Modus 4**: Rotlicht + blaues Licht (max. 20 Minuten)
 3. Um die Intensität anzupassen, benutzen Sie die „**Intensität +**“- oder „**Intensität -**“-Tasten, um die Helligkeit (Stufen 1–3) einzustellen. Beginnen Sie mit einer niedrigeren Intensität und erhöhen Sie sie danach, wie wohl Sie sich damit fühlen.
 4. Um die Behandlungszeit einzustellen, drücken Sie die „**Zeit +**“- oder „**Zeit -**“-Tasten, um die Sitzungsdauer in **5-Minuten-Schritten** anzupassen. Der Timer-Bildschirm zählt rückwärts und die Maske wird automatisch ausgeschaltet, sobald die Behandlungsdauer beendet ist.
 - Hinweis:** Jeder Modus hat spezifische maximale Zeitlimits – siehe oben.
 5. Sobald die Sitzung beendet ist, nehmen Sie die Maske ab, schalten das Gerät aus und tragen Ihre übliche Feuchtigkeitspflege plus Sonnenschutz auf.

PFLEGE DANACH & REAKTIONEN

Nach der Behandlung können bei manchen Personen vorübergehend Hautreaktionen auftreten:

- Nach dem Gebrauch kann eine leichte Rötung erscheinen, die normalerweise innerhalb von wenigen Stunden verblasst.
- In manchen Fällen kann bei den Nutzern für kurze Zeit ein minimales Pellen, Trockenheit oder Juckreiz auftreten.
- Nach Sitzungen kann es gelegentlich zu leichten Kopfschmerzen kommen.

Das Gerät setzt Lichtwellenlängen ein, die für den kosmetischen Einsatz als sicher gelten. Sollten Sie jedoch ungewöhnliche Beschwerden oder Hautreaktionen bemerken, stellen Sie den Gebrauch sofort ein und wenden Sie sich ggf. an einen Arzt.

Optionalen Einsatz von leistungssteigernden Gelen:

Der Nutzen der LED-Maske kann verstärkt werden, wenn sie zusammen mit bestimmten zugelassenen Gelen eingesetzt wird. Mehr Informationen finden Sie auf www.riobeauty.com.

REINIGUNG

Eine ordnungsgemäße Reinigung ist wichtig, um die Hygiene zu wahren und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern.

Vor jedem Gebrauch:

- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Ladequelle.
- Wischen Sie die Außen- und Innenseite der Maske mit einem feuchten weichen Tuch ab.
- Vermeiden Sie aggressive Chemikalien, Scheuermittel oder das Gerät in Wasser einzutauchen.
- Für eine gründlichere Reinigung verwenden Sie behutsam ein mit 70-prozentigem Alkohol befeuchtetes Tuch.

Pflege der Steuerung:

- Sanft mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch abwischen.
- Vermeiden Sie, dass Feuchtigkeit in die Nähe der Anschlüsse gelangt.

AUFBEWAHRUNG

- Bewahren Sie die Maske bei Zimmertemperatur an einem sauberen, trockenen Ort auf.
- Vermeiden Sie es, die Maske direktem Sonnenlicht, exzessiver Feuchtigkeit oder Staub auszusetzen.
- Verwenden Sie die mitgelieferte Tragetasche, um das Gerät auf Reisen oder bei Nichtgebrauch zu schützen.

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die Lichter schalten sich nicht ein	Der Akku ist nicht geladen	Laden Sie das Gerät vollständig über das mitgelieferte USB-Kabel.
Nach Ablauf des Timers bleiben die Lichter an	Fehler der Timerfunktion	Das Gerät manuell ausschalten. Kontaktieren Sie den Kundenservice, wenn sich dies wiederholt.
Flackernde Lichter	Interne Funktionsstörung	Stellen Sie den Gebrauch ein und fordern Sie ein Ersatzgerät an.
Das Gerät lässt sich nicht einschalten	Lockere Verbindung	Prüfen Sie alle Kabel und stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig geladen ist. Nach dem erneuten Verbinden noch einmal ausprobieren.

Hinweis: Wenn das Problem auch nach der Fehlerbehebung noch besteht, stellen Sie den Gebrauch des Geräts ein und wenden Sie sich an die Kundenbetreuung von Rio.

ALTGERÄTEENTSORGUNG



Die Elektro- und Elektronik-Altgeräte-Richtlinie (WEEE) (2012/19/ EU) ist in Kraft, damit die besten verfügbaren Verwertungs- und Recycling-Technologien genutzt werden, so dass der Einfluss auf die Umwelt minimiert wird, gefährliche Substanzen aufbereitet und ein Anwachsen der Mülldeponien verhindert werden. Das Produkt ist als Elektro- und Elektronikgerät klassifiziert. Stellen Sie daher bitte sicher, dass dieses Produkt am Ende des Produktlebenszyklus ordnungsgemäß und in Übereinstimmung mit den nationalen gesetzlichen Bestimmungen entsorgt wird. Es darf NICHT über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

Verantwortungsvolles Recyceln:

1. Prüfen Sie die kommunalen Richtlinien.
2. Trennen Sie die Bestandteile und entsorgen Sie sie korrekt.

TECHNISCHE ANGABEN

Eingangsleistung der Steuerung: 5 V --- 1 A 5 W 

Eingangsleistung der Maske: 5 V --- 1 A 5 W max. von der Steuerung



Dieses Produkt entspricht den aktuellen Produktvorschriften der EU.



Dieses Symbol bezieht sich auf den USB-Anschluss.



Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie für die spätere Verwendung auf.



Schutzklasse-III-Symbol (IEC 60417-5180).



Dieses Gerät entspricht den aktuellen UKCA-Produktvorschriften.



Dieses Produkt ist nur zur Verwendung in Innenräumen vorgesehen.



Recyceln Sie das Papier.



Gleichstrom.



Abnehmbarer PSU IEC 60417-6181.

Modellnummer: FCAA

Programmdauer: 5–25 Minuten

Wellenlängen: • Rot (650–655 nm)
• Blau (405–410 nm)
• NIR (845–855 nm)

Max. Ausgangsintensität:

30 mW/cm²

Betriebstemperatur:

0 bis 30 °C

Aufbewahrungs- und

Transporttemperatur:

–5 bis 55 °C

Betriebsfeuchtigkeit:

30 bis 95 % ohne Kondensation

Aufbewahrungs- und

Transportfeuchtigkeit:

20 bis 85 % ohne Kondensation

Elektrische Ausgangsleistung: 5 V,

1 A

IP22

KUNDENBETREUUNG

Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns
bitte unter: **online@riobeauty.com**

Für Nachbestellungen von Zubehöerteilen besuchen
Sie bitte **www.riobeauty.com** oder setzen Sie sich
mit Ihrem örtlichen Händler in Verbindung.

GARANTIE

Um Ihre 2-Jahres-Garantie online zu registrieren, besuchen Sie bitte:
www.riobeauty.com/warranty

Verantwortliche Person GB: The Dezac Group Ltd, PO Box 17,
Cheltenham Spa, England GL53 7ET

Verantwortliche Person EU: The Dezac Group (Europe) B.V. Azura,
Saturnusstraat 46-62, 2132 HB Hoofddorp, Niederlande

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGEN

- **Neem alle instructies grondig door en bewaar deze voor later gebruik.**
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies ontvangen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en als ze de mogelijke gevaren kennen. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
- Als het netsnoer is beschadigd, moet dit worden vervangen door de producent of door een erkende onderhoudstechnicus om gevaar te voorkomen. Neem contact op met de klantenservice om een vervanging te regelen.
- Dompel het product niet onder in water. Dit apparaat kan worden schoongemaakt door het af te nemen met een vochtige doek. Gebruik **GEEN** oplosmiddelen of schuurmiddelen.
- Gebruik het LED gelaatsmasker niet als u een geneesmiddel inneemt dat een gevoeligheid voor licht kan veroorzaken.
- Het masker gebruiken in combinatie met lichtgevoeligheid veroorzakende medicatie kan huidirritatie of andere reacties tot gevolg hebben.
- Sommige medicatie, zoals bepaalde antibiotica, kankerbehandelingen en diuretica, kunnen uw huid gevoeliger maken voor licht. Vraag raad aan uw arts als u onzeker bent.
- Gebruik het apparaat alleen voor de specifieke huidvoorwaarden die zijn opgelijst in de instructies en nooit voor een ander doel.
- Gebruik het masker niet als u zwanger bent, borstvoeding geeft of probeert om zwanger te worden.
- Vermijd om het apparaat te gebruiken als u lijdt aan Lupus, Albinisme of fotongevoelig eczeem.
- Gebruik het masker niet als u lijdt aan een aandoening die gevoeligheid voor licht veroorzaakt.
- Voer altijd een patchtest uit voor u het apparaat voor het eerst gebruikt om na te gaan of uw huid gevoelig is.
- Gebruik het LED gelaatsmasker **NIET** op een manier die niet precies is zoals gespecificeerd in deze gebruiksaanwijzing.
- Stop onmiddellijk met het gebruik van het masker als het warm aanvoelt of als uw huid onaangenaam warm aanvoelt.

- Gebruik alleen de aanbevolen gelmaskers die zijn ontworpen om veilig te worden gebruikt met dit apparaat.
- Zorg ervoor om uw gelaat te reinigen en verwijder alle make-up, crèmes en/of lotions voor u het masker gebruikt.
- Hou het apparaat uit de buurt van water en gebruik het niet in vochtige omstandigheden of op plaatsen waar het in contact kan komen met vloeistoffen.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van hete oppervlakken en stel het niet bloot aan hoge temperaturen.
- Breng nooit wijzigingen aan en repareer het apparaat niet zelf. Hierdoor kan de garantie vervallen en kan het apparaat onveilig worden.
- Gebruik het masker niet langer als een bepaald deel van het masker, de controller of de laadkabel is beschadigd.
- De riem bevat polyester, nylon en lycra. Gebruik de riem dus niet als u allergisch bent voor een van deze stoffen.
- Gebruik het apparaat niet als u last heeft van hoofdpijn veroorzaakt door helder of knipperend licht.
- Monteer altijd de correcte adapter voor u het apparaat in een stopcontact steekt.
- Deel het LED gelaatsmasker niet met iemand anders. Het LED gelaatsmasker is bedoeld voor gebruik door één persoon.
- Volg de aanbevolen behandelingsrichtlijnen en vermijd om het masker meer te gebruiken dan geadviseerd.
- Het LED gelaatsmasker mag enkel worden gebruikt bij een extra lage spanning zoals aangeduid op het LED gelaatsmasker.
- Niet gebruiken op zones die een cosmetische ingreep hebben ondergaan.
- Haal het apparaat steeds uit het stopcontact na gebruik en voor reiniging.
- Laat het apparaat nooit onbewaakt achter. Schakel het apparaat uit voor u de kamer verlaat.
- Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden.
- Niet gebruiken in het bad of in de douche.
- Niet langer dan 24 uur achtereen opladen.
- Het LED gelaatsmasker mag alleen worden gebruikt met de meegeleverde controller (Controller LED gelaatsmasker).
- Als u aan een huidaandoening lijdt, raadpleeg dan uw dermatoloog alvorens het apparaat te gebruiken;

Gevoeligheid voor licht of fotogevoeligheid is een bekende bijwerking van heel wat geneesmiddelen. Het betreft met name sommige soorten antibioticum, kankerbehandelingen en waterpillen (diuretica). Als u niet zeker weet of het geneesmiddel dat u inneemt deze reactie kan veroorzaken, neem dan contact op met uw huisarts of apotheker.

Naast medicatie kunnen ook andere stoffen de huid sneller doen reageren op zonlicht. Het gaat onder meer om: Sint-janskruid, koolteer, sommige deodoranten, antibacteriële zeep, kunstmatige zoetstoffen, mottenballen (die naftaleen bevatten), producten op basis van aardolie, optische witmakers in wasmiddelen en cadmiumsulfide (soms gebruikt in tatoeagepigmenten).

INLEIDING

Door ouder te worden verliest de huid gradueel zijn stevigheid, vochtgehalte en elasticiteit wat vaak leidt tot rimpelvorming en een dofte huid. Dit LED gelaatsmasker is bedoeld om de gelaatsverjonging te ondersteunen door de doelgerichte golf lengtes van lichttherapie te gebruiken.

Het masker zendt licht uit op specifieke golf lengtes die bekend staan om hun vermogen fijne lijntjes en rimpels te helpen verminderen en na verloop van tijd te zorgen voor een gezonder uitziende huid.

Dat apparaat is bedoeld voor gebruik thuis door volwassenen die op zoek zijn naar een niet-invasieve oplossing om hun gelaatsuitdrukking te verbeteren en de zichtbaarheid van fijne lijntjes te verminderen. De resultaten kunnen verschillen afhankelijk van de individuele toestand van de huid en de gebruiksfrequentie van het apparaat.

KEN UW APPARAAT

- | | | |
|---------------------|-----------------------------|------------------|
| ❶ Hoofdbandjes | ❷ Modus /
kleurindicator | ❸ Laadindicator |
| ❹ LED gelaatsmasker | ❺ Intensiteitsindicator | ❹ Tijd |
| ❻ USB oplaadkabel | ❻ Aan / Uit | ❻ Modus |
| ❼ Draagtas | ❼ Verhoging intensiteit | ❼ Verhoging tijd |
| ❽ Controller | ❽ Verlaging intensiteit | ❽ Verlaging tijd |

PATCHTEST

Voor u van start gaat met uw eerste volgelaatsbehandeling is het belangrijk om een gevoeligheidstest uit te voeren:

1. Kies een schoon, klein gebied van de huid (bijvoorbeeld de binnenkant van uw voorarm)
2. Plaats het LED-masker over dit gebied en voer een volledige sessie uit op het geplande intensiteitsniveau.
3. Wacht 6 tot 8 uur na de test. Als u een overdadige roodheid, jeuk of irritatie opmerkt, gebruik het apparaat dan niet op uw aangezicht.
4. Als er geen negatieve effecten zichtbaar zijn, kunt u van start gaan met de normale behandeling.

OPLADEN

Om het LED gelaatsmasker op te laden, steekt u de USB-oplaadkabel in de controller en verbindt u het andere uiteinde op een USB poort. Helemaal opgeladen geeft de laadindicator vijf balkjes aan. Het duurt ongeveer 2,5 tot 3 uur om de controller helemaal op te laden.


Opmerking: Laad het apparaat altijd op zodra er maar 1 balkje meer zichtbaar is op de laadindicator. Het LED gelaatsmasker werkt niet zolang het apparaat wordt opgeladen.

KLAARMAKEN VOOR GEBRUIK

Voor elke sessie moet u nagaan of het LED gelaatsmasker is uitgeschakeld en schoon. Ga naar het hoofdstuk Reinigen op de volgende pagina voor gedetailleerde instructies.

Het masker is voorzien van een aanpasbaar hoofdbandje voor een veilige en comfortabele pasvorm.

1. Maak het riempje vast door het bevestigen aan de slots aan elke zijde van het masker.
2. Wikkel de riempjes rond uw hoofd en maak ze vast met behulp van het haak-en-lus systeem dat hiervoor is voorzien. Pas aan voor optimaal comfort en stabiliteit.
3. Monteer het kabeltje van het LED gelaatsmasker in de controller.



BEHANDELINGEN

Om optimale resultaten te bekomen is het aan te bevelen om het LED gelaatsmasker consistent een aantal weken te gebruiken.

- Begin de eerste zes weken met 3 tot 5 sessies per week.
 - Pas de frequentie aan in functie van uw huidgevoeligheid en huidverzorgingsroutine.
1. Druk op de **Aan / Uit** knop om het masker in te schakelen. De standaard modus (**Modus 1**: Rood en bijna-infrarood licht) wordt automatisch ingeschakeld.
 2. Om een lichtmodus te selecteren, drukt u op de **Modus** knop om te wisselen tussen de verschillende behandelingsopties:
 - Modus 1**: Rood + bijna-infrarood licht (max. 17 min.)
 - Modus 2**: Alleen rood licht (max. 25 min.)
 - Modus 3**: Blauw licht (max. 20 min.)
 - Modus 4**: Rood + blauw licht (max. 20 min.)
 3. Om de intensiteit aan te passen, gebruikt u de knoppen **Intensiteit +** of **Intensiteit -** om de helderheid in te stellen (niveau 1 - 3). Start op een lage intensiteit en verhoog de intensiteit op basis van uw comfortgevoel.
 4. Om de behandelingstijd in te stellen, drukt u op de knoppen **Tijd +** of **Tijd -** om de sessieduur aan te passen in **stappen van 5 minuten**. Het timerscherm telt af en het masker schakelt zichzelf automatisch uit op het einde van de behandelingstijd.
 - Opmerking:** Elke modus heeft een specifieke maximumtijd, zie hierboven.
 5. Op het einde van de sessie verwijdt u het masker, schakelt u het apparaat uit, en brengt u vochtinbrenger en zonnecrème van uw keuze aan

NAZORG EN REACTIES

Na een behandeling kan het zijn dat u een tijdelijke huidreactie opmerkt:

- lichte roodheid kan na het gebruik optreden. Normaal verdwijnt deze na enkele uren weer.
- in sommige gevallen merken gebruikers een lichte afschilfering, droogheid of jeuk op, die meestal ook na korte tijd weer verdwijnt.
- soms werd ook een lichte hoofdpijn gemeld na de sessie.

Het apparaat maakt gebruik van lichtgolven die over het algemeen als veilig worden beschouwd voor cosmetisch gebruik. Als u echter een ongewoon ongemak of huidreactie opmerkt, stop dan meteen het gebruik van het apparaat en raadpleeg indien nodig een zorgprofessional.

Optioneel gebruik van prestatieverbeterende gels:

de voordelen van het LED maskergebruik kan worden verbeterd door het apparaat te gebruiken in combinatie met onze goedgekeurde gels. Kijk voor meer informatie op www.riobeauty.com.

REINIGING

Een grondige reiniging is essentieel voor uw hygiëne en om de levensduur van het apparaat te verlengen.

Voor elk gebruik:

- schakel het apparaat uit en trek de stekker uit de laadbron.
- wrijf de binnenkant en de buitenkant van het masker schoon met een zachte, vochtige doek.
- vermijd chemische stoffen, schuurmiddelen en dompel het apparaat ook niet onder in water.
- voor een grondige reiniging gebruikt u een vochtige doek gedept in alcohol van 70%.

Verzorging van de controller:

- wrijf voorzichtig schoon met een droge of een licht bevochtigde doek.
- vermijd vocht in de buurt van de connectiepunten.

OPSLAG

- Bewaar het masker op een schone, droge plaats op kamertemperatuur.
- Vermijd blootstelling aan direct zonlicht, overmatig vocht of stof.
- Gebruik de meegeleverd draagtas om het apparaat te beschermen als u het meeneemt op reis of wanneer het niet wordt gebruikt.

PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Lichtjes branden niet	Accu niet opgeladen	Laad het apparaat helemaal op, gebruik de meegeleverde USB-kabel.
De lichtjes blijven branden na afloop van de timer	Fout bij de timerfunctie	Schakel het apparaat handmatig uit. Neem contact op met ondersteuning als het probleem aanhoudt.
Knipperende lichtjes	Interne storing	Gebruik het apparaat niet langer en laat het vervangen.
Apparaat wil niet aan gaan	Losse verbinding	Controleer alle kabels en ga na of het apparaat helemaal is opgeladen. Probeer het opnieuw nadat u alles hebt losgemaakt en terug hebt verbonden.

Opmerking: Als een probleem na de probleemoplossing niet is opgelost, gebruik het apparaat dan niet langer en neem contact op met de klantenservice.

AFVOER



De richtlijn betreffende het afval van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) (2012/19/EU) werd ingevoerd om producten te recyclen volgens de beste recuperatie- en recyclingtechnieken, om het milieu te beschermen, gevaarlijke stoffen te behandelen en de steeds groter wordende stortplaatsen te vermijden. Dit product is geklasseerd als Elektrische of Elektronische apparatuur. Zorg er dus voor dat het product op de juiste manier wordt verwijderd, in overeenstemming met de bepalingen van uw plaatselijke overheid. Het mag NIET met het huisvuil worden afgevoerd.

Verantwoordelijk recyclen:

1. Bekijk de richtlijnen van uw gemeente
2. Scheid de onderdelen en voer ze correct af

SPECIFICATIES

Invoer Regelaar: 5 V  1,0 A 5,0 W 

Invoer Masker: 5 V  1,0 A 5,0 W Max van de controller



Dit product voldoet aan de huidige EU-productwetgeving.



Dit symbool geeft de USB-connector aan.



Lees deze instructies zorgvuldig voor gebruik en bewaar ze voor later gebruik.



Klasse III symbool (IEC 60417-5180).



Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.



Dit apparaat voldoet aan de huidige UKCA-productwetgeving.



Gelijkstroom.



Gerecycled papier.



Afkoppelbare PSU IEC 60417-6181.

Modelnummer: FCAA

Programmaduur: 5- 25 minuten

Golflengtes::

- Rood (650-655 nm)
- Blauw (405-410 nm)
- Bijna infrarood (845-855 nm)

Maximale uitvoerintensiteit:

30 mW/cm²

Bedrijfstemperatuur:

0 °C tot 30 °C (32 °F tot 86 °F)

Opslag- en transporttemperatuur:

-5 °C tot 55 °C (23 °F tot 131 °F)

Luchtvochtigheid in werking:

30% tot 95% zonder condensatie

Luchtvochtigheid bij opslag en transport:

20% tot 85% zonder condensatie

Elektrische uitvoer: 5 V, 1 A
IP22

KLANTENSERVICE

Als u vragen hebt, kunt u een e-mail sturen naar: online@riobeauty.com

Voor extra accessoires, gaat u naar www.riobeauty.com
of neemt u contact op met uw plaatselijke verdeler.

GARANTIE

Om uw garantie van twee jaar online te registreren, bezoekt u
www.riobeauty.com/warranty

Verantwoordelijke VK: The Dezac Group Ltd, PO Box 17,
Cheltenham Spa, England GL53 7ET

Verantwoordelijke EU: The Dezac Group (Europe) B.V. Azura,
Saturnusstraat 46-62, 2132 HB Hoofddorp, Nederland

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- Lea atentamente todas las instrucciones y consérvelas para futuras consultas.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos siempre y cuando reciban supervisión o las instrucciones adecuadas sobre el uso del aparato de forma segura y comprendan los peligros que conlleva. No está permitido que los niños jueguen con el aparato. Los niños no deben llevar a cabo la limpieza y el mantenimiento sin supervisión.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o su agente de servicio o por cualquier persona con cualificación similar para evitar riesgos en el proceso. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para solicitar una sustitución.
- No sumerja el producto en agua. El aparato se puede limpiar con un paño húmedo. NO use disolventes ni detergentes abrasivos.
- No utilice la mascarilla facial LED si está tomando algún medicamento que pueda causar sensibilidad a la luz.
- Si usa la mascarilla durante el tratamiento con medicamentos fotosensibilizantes, puede provocar irritaciones cutáneas u otras reacciones.
- Algunos medicamentos, como determinados antibióticos, tratamientos contra el cáncer y diuréticos, pueden aumentar la sensibilidad de la piel a la luz, por lo que debe consultar siempre a su personal sanitario en caso de dudas.
- Utilice el aparato únicamente para las afecciones cutáneas específicas indicadas en las instrucciones y no para ningún otro fin.
- No utilice la mascarilla si está embarazada, en período de lactancia o intentando quedarse embarazada.
- Evite utilizar el aparato si padece alguna enfermedad como lupus, albinismo o eczema fotosensible.
- No utilice la mascarilla si tiene algún desorden que cause sensibilidad a la luz.
- Realice siempre una prueba en una pequeña área de piel antes de utilizar el dispositivo por primera vez para comprobar si existe sensibilidad cutánea.
- NO use la mascarilla facial LED de ningún modo que no sea el especificado en estas instrucciones de uso.
- Deje de usar la mascarilla de inmediato si siente que se calienta o si siente que la piel alcanza una temperatura desagradable.

- Utilice solo las mascarillas cuyo funcionamiento está indicado como seguro junto con este dispositivo.
- No olvide lavarse la cara y retirar todo el maquillaje, las cremas o lociones antes de usar la mascarilla.
- Mantenga el dispositivo lejos del agua y no lo use en entornos húmedos o si ha podido entrar en contacto con líquidos.
- No coloque el dispositivo cerca de superficies calientes ni lo exponga a altas temperaturas.
- No intente modificar o reparar el dispositivo por su cuenta, ya que de lo contrario perderá el derecho a garantía y puede resultar peligroso.
- No use la mascarilla ni ninguna parte de la mascarilla, el controlador o el cable de carga si presentan daños.
- La correa contiene poliéster, nailon y licra, así que no la utilice si presenta alguna alergia a alguno de estos materiales.
- No use el dispositivo si suele tener dolores de cabeza provocados por luces brillantes o intermitentes.
- Coloque siempre el adaptador adecuado antes de conectar el dispositivo a una toma de corriente.
- NO comparta la mascarilla facial LED con ninguna persona. La mascarilla facial LED es para uso exclusivo de una sola persona.
- Siga las instrucciones de tratamiento recomendadas y evite usar la mascarilla con mayor frecuencia de la sugerida.
- La mascarilla facial LED debe alimentarse únicamente con una tensión de seguridad extra baja (SELV), conforme a las especificaciones indicadas en el propio dispositivo.
- No debe utilizarse sobre regiones del rostro que hayan sido objeto de procedimientos de cirugía estética.
- Desenchufe siempre el producto inmediatamente después de su uso y antes de limpiarlo.
- No deje el aparato sin supervisión. Apáguelo antes de salir de la habitación.
- Manténgalo alejado del alcance de niños y mascotas.
- No lo use mientras se baña o se ducha.
- No lo deje cargando más de 24 horas.
- La mascarilla facial LED solo se debe usar con el controlador suministrado (controlador de la mascarilla facial LED).
- Si sufre algún trastorno de la piel, consulte a su dermatólogo antes de usarlo.

La sensibilidad a la luz, o fotosensibilidad, es un efecto secundario conocido de muchos medicamentos, entre los que se incluyen algunos antibióticos, tratamientos contra el cáncer y diuréticos (medicamentos para eliminar líquidos). Si no tiene la certeza de que ninguno de los medicamentos que toma pueda causar esta reacción, es mejor que consulte con el personal médico o farmacéutico.

Además de los medicamentos, existen otras sustancias que también pueden hacer que la piel sea más sensible a la luz solar. Estos son algunos de los ejemplos más comunes: la hierba de San Juan, el alquitrán de hulla, algunos desodorantes, jabones antibacterianos, edulcorantes artificiales, bolas de naftalina (que contienen naftaleno), productos a base de petróleo, abrillantadores ópticos en los detergentes para ropa y el sulfuro de cadmio (a veces usado en pigmentos para tatuajes).

INTRODUCCIÓN

Con el envejecimiento natural, la piel va perdiendo firmeza, hidratación y elasticidad, lo que a menudo provoca arrugas y opacidad. Esta mascarilla facial LED está diseñada para favorecer el rejuvenecimiento cutáneo mediante longitudes de onda específicas de terapia lumínica.

La mascarilla emite luz a determinadas longitudes de onda que se sabe que ayudan a reducir las líneas finas y arrugas y promueven una piel de apariencia más saludable con el tiempo.

Este dispositivo está previsto para el uso doméstico en adultos que buscan una opción no invasiva para mejorar la apariencia facial y reducir la visibilidad de las líneas finas. Los resultados pueden variar en función de las condiciones de la piel de cada individuo y la frecuencia de uso.

CONOZCA LA UNIDAD

- | | | |
|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| ❶ Correas para la cabeza | ❸ Indicador de modo/color | ❺ Reducir intensidad |
| ❷ Mascarilla facial LED | ❹ Indicador de intensidad | ❻ Indicador de batería |
| ❸ Cable de carga USB | ❺ Encendido/Apagado | ❼ Tiempo |
| ❹ Bolsa de transporte | ❻ Incrementar intensidad | ❽ Modo |
| ❺ Controlador | | ❾ Aumentar tiempo |
| | | ❿ Reducir tiempo |

PRUEBA EN LA PIEL

Antes de iniciar el primer tratamiento facial completo, es importante realizar una prueba de sensibilidad:

1. Elija una zona de piel limpia y pequeña (como la cara interna del antebrazo).
2. Coloque la mascarilla LED sobre esta zona y realice una sesión completa con el nivel de intensidad de tratamiento previsto.
3. Espere entre 6 y 8 horas después de la prueba. Si nota enrojecimiento, picor o irritación excesivos, no continúe con el uso del dispositivo en la cara.
4. Si no se observan efectos adversos, puede iniciar los tratamientos normales.

CARGA

Para cargar la mascarilla facial LED, inserte el cable de carga USB en el controlador y conéctelo a un puerto USB. El indicador de nivel de batería mostrará 5 barras cuando la batería esté completamente cargada. El controlador tardará entre 2,5 y 3 horas en cargarse por completo.


Aviso: Recargue siempre la batería cuando el indicador muestre una barra. La mascarilla facial LED no funciona mientras se está cargando.

PREPARACIÓN PARA EL USO

Antes de cada sesión, asegúrese de que la mascarilla facial LED esté encendida y limpia. Consulte la sección de limpieza de la página siguiente para obtener instrucciones detalladas.

La máscara está equipada con correas ajustables para la cabeza, diseñadas para garantizar un ajuste seguro y cómodo.

1. Inserte las correas a través de los orificios ubicados a cada lado de la máscara.
2. Coloque las correas alrededor de la cabeza y ciérrelas con el velcro. Ajuste para obtener comodidad y estabilidad.
3. Inserte el cable de la mascarilla facial LED en el controlador.



TRATAMIENTOS

Para conseguir resultados óptimos, se recomienda usar la mascarilla facial LED de forma constante a lo largo de varias semanas.

- Comience con entre 3 y 5 sesiones por semana durante las primeras 6 semanas.
 - Ajuste la frecuencia en función de la sensibilidad de su piel y su rutina de *skincare*.
1. Para encender la mascarilla pulse el botón de **encendido/apagado**. Se activará el modo predeterminado (**Modo 1**: luz roja + luz infrarroja cercana) de forma automática.
 2. Para seleccionar un modo de luz, pulse el botón "**Modo**" para alternar entre las cuatro opciones de tratamiento:
 - Modo 1**: Luz roja + luz infrarroja cercana (17 minutos como máximo)
 - Modo 2**: Solo luz roja (25 minutos como máximo)
 - Modo 3**: Luz azul (20 minutos como máximo)
 - Modo 4**: Luz roja + luz azul (20 minutos como máximo)
 3. Para ajustar la intensidad, use los botones "**Intensity +**" (aumentar intensidad) o "**Intensity -**" (reducir intensidad) para ajustar el brillo (niveles 1-3). Comience con una intensidad baja y auméntela en función de su comodidad.
 4. Para ajustar el tiempo del tratamiento, pulse los botones "**Time +**" (aumentar tiempo) o "**Time -**" (reducir tiempo) para ajustar la duración de la sesión en **incrementos de 5 minutos**. La pantalla del temporizador mostrará una cuenta atrás y la mascarilla se apagará automáticamente una vez finalizado el tiempo de tratamiento.
 - Aviso:** Cada modo tiene límites de tiempo máximos específicos (consulte más arriba).
 5. Una vez finalizada la sesión, retire la mascarilla, apague el dispositivo y aplíquese su crema hidratante y protector solar habituales.

CUIDADOS POSTERIORES Y REACCIONES

Tras un tratamiento, algunas personas pueden notar reacciones cutáneas temporales:

- Puede aparecer un ligero enrojecimiento tras su uso, pero suele desaparecer en pocas horas.
- En algunos casos, los usuarios pueden experimentar una leve descamación, sequedad o picor, que suelen desaparecer en poco tiempo.
- Se han informado casos aislados de leves dolores de cabeza posteriores a las sesiones.

El dispositivo utiliza longitudes de onda de luz generalmente consideradas seguras para uso cosmético. Sin embargo, si experimenta alguna molestia o reacción cutánea inusual, interrumpa su uso de inmediato y consulte a un profesional sanitario si es necesario.

Uso opcional de geles potenciadores del rendimiento:

Los beneficios del uso de la mascarilla LED pueden potenciarse si se utiliza junto con geles específicos patentados. Para más información, visite www.riobeauty.com.

LIMPIEZA

Una limpieza adecuada es esencial para mantener la higiene y prolongar la vida útil del dispositivo.

Antes de cada uso:

- Apague el dispositivo y desenchúfelo de cualquier fuente de carga.
- Limpie el interior y el exterior de la mascarilla con un paño suave y húmedo.
- Evite productos químicos agresivos, materiales abrasivos o sumergir la unidad en agua.
- Para una limpieza más efectiva, aplique con suavidad un paño humedecido con alcohol al 70 %.

Cuidado del controlador:

- Limpie suavemente con un paño seco o ligeramente húmedo.
- Evite la exposición a la humedad cerca de los puertos de conexión.

ALMACENAMIENTO:

- Guarde la mascarilla en un lugar limpio, seco y a temperatura ambiente.
- Evite la exposición directa al sol, la humedad excesiva o el polvo.
- Utilice la bolsa de transporte suministrada para proteger el dispositivo durante los viajes o cuando no lo utilice.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible causa	Solución
No se enciende ninguna luz.	La batería no está cargada.	Cargue el dispositivo completamente con el cable USB suministrado.
Las luces permanecen encendidas más tiempo que el ajustado en el temporizador.	Error de función del temporizador.	Apague el dispositivo manualmente. Si se repite, póngase en contacto con atención al cliente.
Luces intermitentes.	Avería interna.	Interrumpa su uso y solicite una sustitución.
El dispositivo no se enciende.	Conexión floja.	Compruebe todos los cables y garantice que la carga está completa. Vuelva a intentarlo después de la desconexión.

Aviso: Si el problema persiste después de solucionar el problema, deje de utilizar el dispositivo y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Rio.

ELIMINACIÓN



La Directiva de la Unión Europea (2012/19/UE) sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) ha sido desarrollada para reciclar productos utilizando las mejores técnicas disponibles de recuperación y reciclaje para minimizar el impacto sobre el medio ambiente, tratar cualquier sustancia peligrosa y evitar el uso cada vez más frecuente de vertederos. Este producto está clasificado como equipo eléctrico o electrónico. Por ello, debe asegurarse de que, al final de la vida útil del producto, este se elimine de la forma correcta conforme a las exigencias de las autoridades locales. NO debe deshacerse del producto desechándolo junto con la basura doméstica.

Recicle de manera responsable:

1. Consulte las normas municipales.
2. Separe los componentes y deséchelos de manera adecuada.

ESPECIFICACIONES

Entrada del controlador: 5 V  1,0 A 5,0 W 

Entrada de la máscara: 5 V  1,0 A 5,0 W máx. del controlador



Este producto cumple con la legislación actual sobre productos de la UE.



Este símbolo indica el conector USB.



Lea con atención estas instrucciones antes de usar y guárdelas para un uso futuro.



Símbolo de Clase III (IEC 60417-5180).



Este producto solo debe usarse en interiores.



Esta unidad cumple con la actual legislación sobre productos UKCA.



Recicle el papel.

 Corriente continua.



Unidad de alimentación extraíble IEC 60417-6181.

Número de modelo: FCAA

Duración del programa: 5-25 minutos

Longitudes de onda:

- Rojo (650-655 nm)
- Azul (405-410 nm)
- NIR (845-855 nm)

Intensidad máxima de salida:

30 mW/cm²

Temperatura de funcionamiento:

de 0 °C a 30 °C (de 32 °F a 86 °F)

Temperatura de almacenamiento y transporte:

de -5 °C a 55 °C (de 23 °F a 131 °F)

Humedad de funcionamiento:

30% a 95% sin condensación

Humedad de almacenamiento y transporte:

20% a 85% sin condensación

Salida eléctrica: 5 V, 1 A

IP22

ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tiene alguna duda, escríbanos un correo electrónico a: online@riobeauty.com

Para pedir accesorios adicionales, visite www.riobeauty.com o póngase en contacto con su distribuidor local.

GARANTÍA

Para registrar en línea la garantía de dos años, visite: www.riobeauty.com/warranty

Persona responsable R.U.: The Dezac Group Ltd, PO Box 17, Cheltenham Spa, Inglaterra GL53 7ET

Persona responsable U.E.: The Dezac Group (Europe) B.V. Azura, Saturnusstraat 46-62, 2132 HB Hoofddorp, Países Bajos

AVISOS E PRECAUÇÕES

- **Leia as instruções atentamente e guarde-as para futura referência.**
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idades a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência, desde que sejam supervisionadas ou que recebam instruções para utilizarem o aparelho de forma segura e desde que compreendam os perigos associados. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
- Se o cabo de alimentação ficar danificado, deve ser substituído pelo fabricante, por um agente autorizado ou por uma pessoa devidamente qualificada, para evitar qualquer risco. Contacte o Apoio ao Cliente para pedir uma substituição.
- Não coloque o aparelho dentro de água. Este aparelho pode ser limpo com um pano húmido. NÃO utilize produtos de limpeza abrasivos ou solventes.
- Não utilize a máscara facial LED caso esteja a tomar qualquer medicamento que possa causar sensibilidade à luz.
- A utilização da máscara enquanto estiver a tomar medicamentos que possam causar sensibilidade à luz pode provocar irritação da pele ou outras reações.
- Alguns medicamentos, como certos antibióticos, tratamentos para o cancro e diuréticos, podem tornar a pele mais sensível à luz; se tiver alguma dúvida, consulte o seu médico.
- Utilize o aparelho apenas para os problemas de pele específicos indicados nas instruções e não para qualquer outra finalidade.
- Não utilize a máscara se estiver grávida, a amamentar ou a tentar engravidar.
- Evite utilizar o dispositivo se sofrer de lúpus, albinismo ou eczema fotossensível.
- Não utilize a máscara se tiver alguma doença que cause sensibilidade à luz.
- Faça sempre um teste de sensibilidade antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez, para confirmar se não existe nenhuma sensibilidade cutânea.
- NÃO utilize a máscara de qualquer outra forma que não as indicadas nestas instruções.
- Deixe de usar a máscara de imediato se a máscara ficar quente ou se sentir a pele desconfortavelmente quente.

- Utilize apenas as máscaras de gel recomendadas, que foram criadas para funcionar em segurança com este dispositivo.
- Limpe o rosto e remova qualquer maquiagem, cremes ou loções antes de utilizar a máscara.
- Mantenha o aparelho afastado da água e não o utilize em ambientes húmidos ou nos quais possa entrar em contacto com líquidos.
- Não coloque o aparelho perto de superfícies quentes nem o exponha a temperaturas elevadas.
- Não tente modificar ou reparar o dispositivo; pode anular a garantia e pode não ser seguro.
- Não utilize a máscara se alguma peça, como a máscara, o controlador ou o cabo de carregamento, estiver danificada.
- A fita contém poliéster, nylon e licra; não a utilize se for alérgico a algum destes materiais.
- Não utilize o aparelho se tiver tendência para ter dores de cabeça provocadas por luzes brilhantes ou intermitentes.
- Coloque sempre o adaptador correto antes de ligar o dispositivo a uma tomada.
- NÃO partilhe a máscara facial LED com outras pessoas. A máscara facial LED deve ser utilizada apenas por uma pessoa.
- Siga as orientações de tratamento e evite utilizar a máscara mais vezes do que o aconselhado.
- A máscara facial LED deve respeitar uma corrente de baixa tensão, de acordo com as marcações existentes no dispositivo.
- Não utilize em zonas que tenham sido alvo de qualquer cirurgia estética.
- Desligue sempre o aparelho da tomada imediatamente após a utilização e antes de o limpar.
- Não deixe o dispositivo ligado sem supervisão. Desligue o aparelho antes de sair da divisão onde se encontra.
- Mantenha o aparelho fora do alcance de crianças e animais de estimação.
- Não utilize o dispositivo no duche ou no banho.
- Não carregue a unidade durante mais de 24 horas.
- A máscara só deve ser utilizada com o controlador fornecido (controlador LED Face Mask).
- Se sofre de algum problema dermatológico, consulte o seu dermatologista antes de utilizar este produto.

A sensibilidade à luz, ou fotossensibilidade, é um efeito secundário conhecido de muitos medicamentos. Alguns desses medicamentos são: determinados antibióticos, tratamentos para o cancro e diuréticos. Se não tiver a certeza se um medicamento que está a tomar pode causar esta reação, consulte o seu médico ou farmacêutico.

Para além dos medicamentos, há outras substâncias que também podem fazer com que a pele fique mais reativa à luz solar. Por exemplo: erva de S. João, alcatrão de carvão, desodorizantes, sabonetes antibacterianos, edulcorantes artificiais, naftalina (bolas de naftalina), produtos petrolíferos, agentes abrillantadores presentes em detergentes para a roupa e sulfureto de cádmio (um químico utilizado em alguns pigmentos para tatuagens).

INTRODUÇÃO

Com o envelhecimento natural, a pele vai perdendo firmeza, hidratação e elasticidade, levando ao aparecimento de rugas e a uma pele menos radiante. Esta máscara foi concebida para ajudar a rejuvenescer a pele através da utilização de comprimentos de onda específicos de terapia de luz.

A máscara emite luz em comprimentos de onda específicos, que são conhecidos por ajudar a reduzir as linhas finas e as rugas e a promover uma pele com um aspeto mais saudável ao longo do tempo.

Este dispositivo deve ser utilizado em casa por adultos que procurem uma opção não invasiva para melhorar o aspeto da pele do rosto e reduzir a visibilidade das linhas finas. Os resultados podem variar consoante o estado da pele e a frequência de utilização.

A SUA UNIDADE

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| ❶ Fitas para a cabeça | ❸ Indicador de modo/
cor | ❺ Diminuir intensidade |
| ❷ LED Face Mask | ❹ Indicador de
intensidade | ❻ Indicador de bateria |
| ❸ Cabo de
carregamento USB | ❺ Ligar/Desligar | ❼ Tempo |
| ❹ Bolsa de transporte | ❻ Aumentar
intensidade | ❽ Modo |
| ❺ Controlador | ❼ Aumentar tempo | ❾ Diminuir tempo |

TESTE DE SENSIBILIDADE CUTÂNEA

Antes do primeiro tratamento facial completo, é importante fazer um teste de sensibilidade:

1. Escolha uma zona pequena e limpa da pele (por exemplo, a parte interna do antebraço).
2. Coloque a máscara sobre essa zona e faça uma sessão completa com o nível de intensidade de tratamento pretendido.
3. Aguarde 6 a 8 horas após o teste. Se notar vermelhidão excessiva, comichão ou irritação, não utilize a máscara no rosto.
4. Se não observar qualquer efeito adverso, pode iniciar o tratamento normal.

CARREGAMENTO

Para carregar a LED Face Mask, insira o cabo de carregamento USB no controlador e ligue-o a uma porta USB. Quando a bateria está totalmente carregada, são apresentadas 5 barras no indicador de bateria. O controlador demora entre 2,5 a 3 horas a carregar completamente.


Nota: recarregue sempre que o Indicador de Bateria apresentar apenas 1 barra. A LED Face Mask não funciona durante o carregamento.

PREPARAÇÃO

A máscara deve estar desligada e limpa antes de cada sessão. Consulte instruções detalhadas na secção de limpeza, na página seguinte.

A máscara está equipada com fitas para a cabeça ajustáveis, para uma colocação segura e confortável.

1. Passe as fitas pelas ranhuras existentes em cada um dos lados da máscara.
2. Coloque-as à volta da cabeça e aperte-as com o sistema de velcro. Ajuste para maior conforto e estabilidade.
3. Insira o cabo da máscara no controlador.



TRATAMENTOS

Para os melhores resultados, recomenda-se a utilização consistente da máscara durante várias semanas.

- Comece com 3 a 5 sessões por semana durante as primeiras 6 semanas.
 - Ajuste a frequência com base na sua sensibilidade e na sua rotina de cuidados de pele.
1. Prima o botão **Ligar/Desligar** para ligar a máscara. O modo predefinido (**Modo 1**: luz vermelha + infravermelha próxima) é ativado automaticamente.
 2. Para seleccionar um modo de luz, prima o botão **"Modo"** para percorrer as quatro opções de tratamento:
 - Modo 1**: luz vermelha + infravermelha próxima (17 minutos, no máximo)
 - Modo 2**: apenas luz vermelha (25 minutos, no máximo)
 - Modo 3**: luz azul (20 minutos, no máximo)
 - Modo 4**: luz vermelha + azul (20 minutos, no máximo)
 3. Para ajustar a intensidade, utilize os botões **"+ intensidade"** ou **"- intensidade"** para definir a luminosidade (níveis 1 a 3). Comece com uma intensidade mais baixa e aumente à medida que vai se for sentindo confortável.
 4. Para definir um tempo de tratamento, prima os botões **"+ tempo"** ou **"- tempo"** para ajustar a duração da sessão em **intervalos de 5 minutos**. O ecrã do temporizador faz a contagem decrescente e a máscara desliga-se automaticamente quando o tempo de tratamento terminar.
 - Nota:** cada modo tem limites de tempo máximos; consulte acima.
 5. Assim que a sessão terminar, retire a máscara, desligue o aparelho e aplique o seu hidratante e protetor solar habituais.

CUIDADOS PÓS-TRATAMENTO E REAÇÕES

Algumas pessoas podem notar reações cutâneas temporárias após o tratamento:

- Pode notar uma ligeira vermelhidão após a utilização; normalmente, desaparece em poucas horas.
- Em alguns casos, os utilizadores podem sentir uma ligeira descamação, seca ou comichão; normalmente, desaparece num curto espaço de tempo.
- Foram relatadas dores de cabeça ligeiras e ocasionais após as sessões.

O dispositivo utiliza comprimentos de onda de luz considerados geralmente seguros para utilização cosmética. No entanto, se sentir algum desconforto ou reação cutânea involuntária, deixe de utilizar a máscara imediatamente e consulte um profissional de saúde, se necessário.

Utilização opcional de géis para melhorar o desempenho

Os benefícios da utilização da máscara podem ser potenciados se esta for utilizada em conjunto com géis específicos aprovados pela marca. Para mais informações, visite www.riobeauty.com.

LIMPEZA

É essencial uma limpeza adequada para manter a higiene e prolongar a vida útil do dispositivo.

Antes de cada utilização:

- Desligue o dispositivo e retire a ficha de qualquer fonte de carregamento.
- Limpe o interior e o exterior da máscara com um pano macio e húmido.
- Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou agressivos e não coloque a máscara dentro de água.
- Para uma limpeza mais profunda, utilize um pano ligeiramente humedecido com álcool a 70%.

Cuidados com o controlador:

- Limpe cuidadosamente com um pano seco ou ligeiramente húmido.
- Evite a exposição a humidade perto das portas de ligação.

ARMAZENAMENTO

- Guarde a máscara num local limpo e seco e à temperatura ambiente.
- Evite a exposição a luz solar direta, humidade excessiva ou poeira.
- Utilize a bolsa de transporte incluída para proteger o dispositivo durante viagens ou quando não estiver a ser utilizado.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Causa possível	Solução
Nenhuma luz se acende	Bateria não carregada	Carregue totalmente o dispositivo com o cabo USB fornecido.
As luzes permanecem acesas depois de o temporizador desligar	Erro no temporizador	Desligue manualmente. Se este problema se repetir, contacte o apoio ao cliente.
Luzes intermitentes	Avaria interna	Deixe de utilizar e peça uma substituição.
O dispositivo não liga	Má ligação	Verifique se todos os cabos estão bem ligados e se a bateria está carregada. Desligue e tente novamente.

Nota: se o problema persistir após a resolução de problemas, deixe de utilizar o dispositivo e contacte a apoio ao cliente da Rio.

ELIMINAÇÃO



A Diretiva de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE) (2012/19/UE) foi acionada para a reciclagem de produtos através das melhores técnicas de recuperação e reciclagem disponíveis, de modo a minimizar o impacto no ambiente, tratar substâncias perigosas e evitar o aumento de aterros sanitários. O produto está classificado como Equipamento Elétrico ou Eletrónico. Como tal, garanta que no fim da sua vida útil é eliminado de forma correta, de acordo com as exigências legais locais. NÃO deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico.

Responsabilidade de reciclagem:

1. Consulte as diretrizes das autoridades locais
2. Separe os componentes e elimine-os de forma correta

ESPECIFICAÇÕES

Entrada do controlador: 5 V  1,0 A 5,0 W 

Entrada da máscara: 5 V  1,0 A 5,0 W máx. do controlador



Este produto está em conformidade com a legislação atual de produtos da UE.



Este símbolo indica a ficha USB.



Símbolo de Classe III (CEI 60417-5180)



Leia cuidadosamente estas instruções antes de utilizar o aparelho e guarde-as para futura referência.



Esta unidade está em conformidade com a legislação atual de produtos do Reino Unido.



Este produto destina-se apenas a utilização em espaços interiores.



Papel reciclado.

 Corrente contínua.



Unidade de alimentação amovível CEI 60417-6181.

Número do modelo: FCAA

Tempo do programa: 5 a 25 minutos

Comprimentos de onda:

- Vermelha (650 a 655 nm)
- Azul (405 a 410 nm)
- Infravermelha próxima (845 a 855 nm)

Intensidade de luz máxima:

30 mW/cm²

Temperatura de funcionamento:

0 °C a 30 °C

Temperatura de armazenamento e transporte:

-5 °C a 55 °C

Humidade de funcionamento:

30% a 95% sem condensação

Humidade de armazenamento e transporte:

20% a 85% sem condensação

Saída elétrica: 5 V, 1 A
IP22

APOIO AO CLIENTE

Se tiver alguma questão, entre em contacto connosco através do e-mail: online@riobeauty.com

Para encomendar acessórios adicionais, visite www.riobeauty.com ou contacte o seu distribuidor local.

GARANTIA

Para registar a sua garantia de dois anos online, visite: www.riobeauty.com/warranty

Representante no Reino Unid: The Dezac Group Ltd, PO Box 17, Cheltenham Spa, Inglaterra GL53 7ET

Representante na União Europeia: The Dezac Group (Europe) B.V. Azura, Saturnusstraat 46-62, 2132 HB Hoofddorp, Países Baixos

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- **Leggere tutte le istruzioni con attenzione e conservarle per consultazioni successive.**
- Questo apparecchio può essere utilizzato dai bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte funzionalità fisiche, sensoriali o mentali o non esperte nell'uso del prodotto, solo se supervisionati da adulti o dopo avere ricevuto le istruzioni necessarie per garantire l'utilizzo sicuro dell'apparecchio ed evitare possibili rischi derivanti dall'uso dello stesso. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Gli interventi di pulizia e manutenzione non devono essere effettuati da bambini senza un'adeguata sorveglianza.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un addetto al servizio di assistenza o da una persona parimenti qualificata per evitare pericoli. Contattare il servizio assistenza clienti per organizzare una sostituzione.
- Non immergere il prodotto in acqua. Questo apparecchio può essere pulito passandovici sopra un panno umido. NON usare né solventi né detergenti abrasivi.
- Non utilizzare la maschera facciale a LED se si stanno assumendo farmaci che possono causare sensibilità alla luce.
- L'uso della maschera durante l'assunzione di farmaci fotosensibilizzanti può causare irritazioni cutanee o altre reazioni.
- Alcuni farmaci, come alcuni antibiotici, trattamenti contro il cancro e diuretici, possono rendere la pelle più sensibile alla luce. In caso di dubbi, consultare sempre il medico.
- Utilizzare il dispositivo solo per le specifiche condizioni della pelle elencate nelle istruzioni e per nessun altro scopo.
- Non utilizzare questa maschera se ci si trova in stato di gravidanza, se si sta allattando o se si sta cercando di avere una gravidanza.
- Evitare di utilizzare il dispositivo in caso di patologie quali lupus, albinismo o eczema fotosensibile.
- Non utilizzare la maschera se si soffre di qualche disturbo che provoca sensibilità alla luce.
- Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, eseguire sempre un test cutaneo per verificare la presenza di sensibilità cutanea.
- NON utilizzare la maschera facciale a LED in modo diverso da quanto specificato nelle presenti istruzioni per l'uso.
- Interrompere immediatamente l'uso della maschera se risulta calda o provoca un fastidioso tepore sulla pelle.

- Utilizzare solo le maschere in gel consigliate, progettate per funzionare in sicurezza con questo dispositivo.
- Prima di utilizzare la maschera, assicurarsi di aver pulito il viso e di aver rimosso qualsiasi traccia di trucco, creme o lozioni.
- Tenere il dispositivo lontano dall'acqua e non utilizzarlo in ambienti umidi o se è possibile che sia venuto a contatto con dei liquidi.
- Non posizionare il dispositivo vicino a superfici calde né esporlo a temperature elevate.
- Non tentare mai di modificare o riparare da soli il dispositivo, poiché ciò potrebbe invalidare la garanzia e potrebbe risultare pericoloso.
- Non utilizzare la maschera se una qualsiasi delle sue parti, la maschera stessa, il controller o il cavo di ricarica, risulta danneggiata.
- Il cinturino contiene poliestere, nylon e lycra, pertanto non utilizzarlo se si è allergici a uno di questi materiali.
- Non utilizzare il dispositivo se si è soggetti a soffrire di mal di testa provocati da luci intense o lampeggianti.
- Collegare sempre l'adattatore corretto prima di collegare il dispositivo a una presa.
- L'uso di questa maschera facciale a LED è strettamente personale ed è meglio NON permettere ad altri di usarla. Questa maschera facciale a LED è destinata all'uso da parte di una sola persona.
- Seguire le linee guida di trattamento consigliate ed evitare di utilizzare la maschera più spesso di quanto consigliato.
- Questa maschera facciale a LED deve essere alimentata solo alla bassissima tensione di sicurezza (SELV) indicata sulla targhetta.
- Non utilizzare su zone che sono state sottoposte a chirurgia estetica.
- Scollegare sempre il dispositivo immediatamente dopo l'uso e prima della pulizia.
- Non lasciare il dispositivo incustodito. Spegnerlo prima di uscire dalla stanza.
- Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non usare nella vasca da bagno o nella doccia.
- Non tenere in carica per un periodo superiore alle 24 ore.
- La maschera facciale a LED deve essere utilizzata solo con il controller fornito (Controller per maschera facciale a LED).
- In presenza di patologie cutanee, consultare il dermatologo prima dell'utilizzo.

La sensibilità alla luce, o fotosensibilità, è un effetto collaterale noto di molti farmaci. Tra questi rientrano alcuni tipi di antibiotici, trattamenti contro il cancro e diuretici. Se non si è sicuri che un farmaco che si sta assumendo possa causare questa reazione, è meglio consultare il medico o il farmacista.

Oltre ai farmaci, anche altre sostanze possono rendere la pelle più reattiva alla luce solare. Alcuni esempi comuni includono: l'erba di San Giovanni, il catrame di carbone, alcuni deodoranti, saponi antibatterici, dolcificanti artificiali, naftalina (che contiene naftalene), prodotti a base di petrolio, sbiancanti ottici nei detersivi per il bucato e solfuro di cadmio (talvolta utilizzato nei pigmenti per tatuaggi).

INTRODUZIONE

Con il naturale invecchiamento, la pelle perde gradualmente tonicità, idratazione ed elasticità, causando spesso rughe e un colorito spento. Questa maschera facciale a LED è stata progettata per favorire il ringiovanimento del viso utilizzando lunghezze d'onda mirate della fototerapia.

La maschera emette luce a lunghezze d'onda specifiche, note per favorire la riduzione di linee sottili e rughe e conferire alla pelle un aspetto più sano col passare del tempo.

Questo dispositivo è destinato all'uso domestico da parte di adulti che cercano un'opzione non invasiva per migliorare l'aspetto del viso e ridurre la visibilità delle linee sottili. I risultati possono variare in base alle condizioni della pelle e alla frequenza di utilizzo.

COMPONENTI

- | | | |
|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| ❶ Cinghiette per la testa | ❺ Controller | ❾ Indicatore stato batteria |
| ❷ Maschera facciale a LED | ❻ Indicatore modalità/colore | ❿ Durata |
| ❸ Cavo di ricarica USB | ❼ Indicatore intensità | ⓫ Modalità |
| ❹ Borsa per il trasporto | ❽ On/Off | ⓬ Aumento durata |
| | ❹ Aumento intensità | ⓭ Riduzione durata |
| | ❿ Riduzione intensità | |

TEST ALLERGIE

Prima di iniziare il primo trattamento completo del viso, è importante eseguire un test di sensibilità.

1. Scegliere una piccola zona pulita della pelle (ad esempio la parte interna dell'avambraccio).
2. Posizionare la maschera a LED su quest'area ed eseguire una sessione completa al livello di intensità di trattamento pianificato.
3. Attendere 6–8 ore dopo il test. Se si notano arrossamenti, prurito o irritazione eccessivi, non procedere con l'uso del prodotto sul viso.
4. Se non si osservano effetti avversi, è possibile iniziare i trattamenti normali.

RICARICA

Per ricaricare la Maschera facciale a LED, inserire il cavo di ricarica USB nel controller e collegarlo a una porta USB. L'indicatore del livello della batteria mostrerà 5 barre quando è completamente carica. Per ricaricare completamente il controller sono necessarie dalle 2,5 alle 3 ore.


Nota: Effettuare sempre la ricarica quando l'indicatore della batteria mostra 1 sola barra. La Maschera facciale a LED non funziona durante la ricarica.

PREPARAZIONE PER L'USO

Prima di ogni sessione, assicurarsi che la maschera facciale a LED sia spenta e pulita. Consultare la sezione sulla pulizia nella pagina successiva per istruzioni dettagliate.

La maschera è dotata di cinghiette per la testa regolabili per una vestibilità sicura e confortevole.

1. Inserire le cinghiette attraverso le fessure presenti su ciascun lato della maschera.
2. Avvolgere le cinghiette intorno alla testa e fissarle utilizzando il sistema a strappo in dotazione. Regolare per garantire comfort e stabilità.
3. Inserire il cavo che collega la maschera a LED al controller.



TRATTAMENTI

Per ottenere risultati ottimali, si consiglia di utilizzare la maschera facciale a LED con costanza per diverse settimane.

- Iniziare con 3-5 sessioni a settimana per le prime 6 settimane.
 - Regolare la frequenza d'uso in base alla sensibilità della pelle e alla propria routine per la cura della pelle.
1. Premere il pulsante **On/Off** per accendere la maschera. Viene attivata automaticamente la modalità predefinita (**Modalità 1**: Luce rossa + luce vicina all'infrarosso).
 2. Per selezionare una modalità di luce, premere il pulsante "**Modalità**" per passare in rassegna ciclicamente le quattro opzioni di trattamento:
 - Modalità 1**: Luce rossa + luce vicina all'infrarosso (massimo 17 minuti)
 - Modalità 2**: Solo luce rossa (massimo 25 minuti)
 - Modalità 3**: Luce blu (massimo 20 minuti)
 - Modalità 4**: Luce rossa + luce blu (massimo 20 minuti)
 3. Per regolare l'intensità, usare i pulsanti "**Intensità +**" o "**Intensità -**" che permettono di variare la luminosità (livelli 1-3). Iniziare con un'intensità più bassa e aumentare man mano che ci si sente a proprio agio.
 4. Per impostare la durata del trattamento, premere i pulsanti "**Time +**" o "**Time -**" per regolare la durata della sessione con **incrementi di 5 minuti**. Sullo schermo del timer verrà visualizzato un conto alla rovescia e la maschera si spegnerà automaticamente una volta terminata la durata del trattamento.

Nota: Ogni modalità ha dei limiti di tempo massimi specifici, vedere sopra.
 5. Una volta terminata la sessione, rimuovere la maschera, spegnere il dispositivo e applicare la crema idratante e la protezione solare abituale.

POST-TRATTAMENTO E REAZIONI

Dopo un trattamento, alcuni individui potrebbero notare delle risposte cutanee temporanee:

- Dopo l'uso può comparire un leggero rossore, che solitamente scompare nel giro di poche ore.
- In alcuni casi, gli utenti potrebbero avvertire una leggera desquamazione, secchezza o prurito, che solitamente si risolvono in breve tempo.
- Sono stati segnalati occasionalmente lievi mal di testa dopo le sedute.

Il dispositivo utilizza lunghezze d'onda luminose generalmente considerate sicure per l'uso cosmetico. Tuttavia, se si avvertono fastidi insoliti o reazioni cutanee, interrompere immediatamente l'uso e, se necessario, consultare un medico.

Utilizzo facoltativo di gel per migliorare le prestazioni:

I benefici dell'uso della maschera a LED possono essere potenziati se utilizzata in combinazione con specifici gel brevettati e approvati. Per ulteriori informazioni visitare www.riobeauty.com.

PULIZIA

Una pulizia adeguata è essenziale sia per motivi igienici che per prolungare la durata del dispositivo.

Prima di ogni uso:

- Spegnerne il dispositivo e scollegarlo da qualsiasi fonte di ricarica.
- Pulire l'interno e l'esterno della maschera con un panno morbido e umido.
- Evitare prodotti chimici aggressivi, materiali abrasivi e di immergere l'unità in acqua.
- Per una pulizia più profonda, utilizzare delicatamente un panno imbevuto di alcol al 70%.

Manutenzione del controller:

- Pulire delicatamente con un panno asciutto o leggermente umido.
- Evitare l'esposizione all'umidità in prossimità delle porte di collegamento.

CONSERVAZIONE

- Conservare la maschera in un luogo pulito e asciutto a temperatura ambiente.
- Evitare l'esposizione diretta alla luce solare, all'umidità eccessiva o alla polvere.
- Utilizzare la borsa per il trasporto fornita per proteggere il dispositivo durante il viaggio o quando non è in uso.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile causa	Soluzione
Non si accende nessuna luce	La batteria è scarica	Caricare completamente il dispositivo utilizzando il cavo USB in dotazione.
Le luci rimangono accese anche dopo lo scadere del timer	Errore della funzione timer	Spegnimento manuale. Se si ripete, rivolgersi al servizio assistenza clienti.
Luci tremolanti	Malfunzionamento interno	Interrompere l'uso e far sostituire il prodotto.
Il dispositivo non si accende	Connessione allentata	Controllare tutti i cavi e assicurarsi che la carica sia completa. Riprovare dopo la disconnessione.

Nota: Se il problema persiste dopo la risoluzione dei problemi, interrompere l'utilizzo del dispositivo e contattare l'assistenza clienti Rio.

SMALTIMENTO



La direttiva 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è stata introdotta per favorire il riciclo dei prodotti utilizzando le migliori tecniche di recupero e riciclo, al fine di minimizzare l'impatto sull'ambiente, di trattare adeguatamente le sostanze tossiche e di evitare il proliferare di discariche. Questo prodotto è classificato come apparecchiatura elettrica o elettronica. Pertanto si raccomanda che, al termine del suo ciclo di vita, venga smaltito nel modo corretto, in conformità alle normative locali in materia. **NON** deve essere smaltito assieme ai rifiuti domestici.

Rispettare le norme per il riciclo.

1. Verificare le normative comunali a livello locale.
2. Separare i componenti e procedere al corretto smaltimento.

SPECIFICHE TECNICHE

Ingresso controller: 5V  1,0A 5.0W 

Ingresso maschera: 5V  1,0 A 5,0 W Max dal controller



Il prodotto è conforme alle attuali normative UE relative ai prodotti di questo tipo.



Leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso e conservarle per uso futuro.



Questo prodotto è destinato ad essere usato esclusivamente in interni.



Corrente continua.



Alimentatore staccabile IEC 60417-6181.



Questo simbolo indica il connettore USB.



Simbolo Classe III (IEC 60417-5180).



Questo apparecchio è conforme alle normative UKCA vigenti relative a prodotti di questo tipo.



Riciclare come carta.

Codice modello: FCAA

Durata programma: 5- 25 minuti

Lunghezze d'onda:

- Rosso (650-655nm)
- Blu (405-410nm)
- NIR (845-855nm)

Intensità massima di uscita:

30 mW/cm²

Temperatura di esercizio:

da 0°C a 30°C (da 32°F a 86°F)

Temperatura per la conservazione e il trasporto:

da -5°C a 55°C (da 23°F a 131°F)

Umidità di esercizio:

dal 30% al 95% senza condensa

Umidità per la conservazione e il trasporto:

dal 20% all' 85% senza condensa

Valori uscita: 5V, 1A

IP22

ASSISTENZA CLIENTI

In caso di domande, inviare una email al seguente indirizzo: **online@riobeauty.com**

Per effettuare l'ordine di accessori aggiuntivi visitare il sito **www.riobeauty.com** o contattare il distributore di zona.

GARANZIA

Per registrare online la garanzia di due anni, visitare il sito: **www.riobeauty.com/warranty**

RP Regno Unito: The Dezac Group Ltd, PO Box 17, Cheltenham Spa, Inghilterra GL53 7ET

RP UE: The Dezac Group (Europe) B.V. Azura, Saturnusstraat 46-62, 2132 HB Hoofddorp, Paesi Bassi

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- **Уважно прочитайте інструкцію та збережіть її.**
- Пристрій можуть використовувати діти від 8 років та особи з обмеженими можливостями лише під наглядом або після інструктажу щодо безпечного користування. Діти не повинні гратися з пристроєм чи виконувати очищення без нагляду.
- Якщо кабель живлення пошкоджено, його має замінити виробник, сервісний центр або кваліфікований спеціаліст. Зверніться до служби підтримки.
- Не занурюйте пристрій у воду. Очищуйте вологою тканиною. НЕ використовуйте розчинники чи абразивні засоби.
- НЕ використовуйте LED-маску, якщо приймаєте ліки, що можуть спричиняти фоточутливість.
- Світлочутливі препарати можуть викликати подразнення або інші реакції шкіри.
- Деякі антибіотики, онкологічні препарати та діуретики можуть підвищувати чутливість до світла. За сумнівів зверніться до лікаря.
- Використовуйте пристрій лише для станів шкіри, зазначених в інструкції.
- НЕ використовуйте маску під час вагітності, грудного вигодовування або планування вагітності.
- Уникайте використання при вовчаку, альбінізмі або фоточутливій екземі.
- НЕ використовуйте маску за наявності розладів, що спричиняють чутливість до світла.
- Перед першим використанням проведіть патч-тест.
- НЕ використовуйте LED-маску способом, не зазначеним в інструкції.
- негайно припиніть використання, якщо маска нагрівається або шкіра відчуває дискомфортне тепло.
- Використовуйте лише рекомендовані гелеві маски.
- Перед процедурою очистіть обличчя, зніміть макіяж, креми й лосьйони.

- Тримайте пристрій подалі від води. НЕ використовуйте після контакту з рідиною.
- НЕ розміщуйте біля гарячих поверхонь і не піддавайте високим температурам.
- НЕ ремонтуєте та не змінюйте пристрій самостійно.
- НЕ використовуйте пошкоджену маску, контролер або зарядний кабель.
- Ремінець містить поліестер, нейлон і лайкру. НЕ використовуйте за алергії на ці матеріали.
- НЕ використовуйте пристрій, якщо яскраве чи миготливе світло спричиняє головний біль.
- Перед підключенням до розетки приєднайте відповідний адаптер.
- НЕ передавайте LED-маску іншим особам.
- Дотримуйтеся рекомендованої частоти процедур.
- LED-маска має живитися лише від напруги SELV, зазначеної на маркуванні.
- НЕ використовуйте на ділянках після косметичних операцій.
- Вимикайте пристрій після використання та перед очищенням.
- НЕ залишайте пристрій без нагляду.
- Тримайте подалі від дітей і тварин.
- НЕ використовуйте у ванні або душі.
- НЕ заряджайте довше 24 годин.
- Використовуйте лише з комплектним контролером.
- За захворювань шкіри зверніться до дерматолога.

Фоточутливість може бути побічною дією ліків, зокрема деяких антибіотиків, онкопрепаратів і діуретиків. За сумнівів зверніться до лікаря або фармацевта.

Чутливість шкіри до сонця також можуть підвищувати звиробій, кам'яновугільна смола, деякі дезодоранти, антибактеріальне мило, підсолоджувачі, нафталін, нафтопродукти, оптичні відбілювачі та сульфід кадмію.

ВСТУП

З віком шкіра поступово втрачає пружність, вологу та еластичність, що призводить до зморшок і тьмяності. LED-маска для обличчя підтримує омолодження шкіри за допомогою цільових довжин хвиль світла.

Маска випромінює світло на певних довжинах хвиль, які допомагають зменшити видимість тонких ліній, зморшок і зробити шкіру більш свіжою.

Пристрій призначений для домашнього використання дорослими, які шукають неінвазивний спосіб покращити вигляд шкіри. Результати можуть відрізнятись залежно від стану шкіри та частоти використання.

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПРИСТРОЄМ

- | | | |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------|
| ❶ Ремінці для голови | ❸ Індикатор режиму/кольору | ❺ Індикатор батареї |
| ❷ LED-маска для обличчя | ❹ Індикатор інтенсивності | ❻ Час |
| ❸ Кабель USB для заряджання | ❺ On/Off | ❼ Режим |
| ❹ Сумка для зберігання | ❻ Збільшення інтенсивності | ❽ Збільшення часу |
| ❺ Контролер | ❼ Зменшення інтенсивності | ❾ Зменшення часу |

ТЕСТ НА ЧУТЛИВІСТЬ

Перед першою процедурою важливо провести тест на чутливість.

1. Оберіть чисту невелику ділянку шкіри, наприклад внутрішню частину передпліччя.
2. Розмістіть LED-маску на цій ділянці та запустіть повний сеанс.
3. Зачекайте 6–8 годин після тесту. Якщо з'явилось сильне почервоніння, свербіж або подразнення, не використовуйте пристрій на обличчі.
4. Якщо небажаних реакцій немає, можна починати звичайні процедури.

ЗАРЯДЖАННЯ

Щоб зарядити LED-маску, під'єднайте USB-кабель до контролера та USB-порту. Індикатор батареї показуватиме 5 поділок після повного заряджання. Повне заряджання контролера триває приблизно 2,5–3 години.


Примітка: заряджайте пристрій, коли індикатор батареї показує 1 поділку. LED-маска не працює під час заряджання.

ПІДГОТОВКА ДО ВИКОРИСТАННЯ

Перед кожною процедурою переконайтеся, що LED-маска вимкнена та чиста. Детальні інструкції див. у розділі очищення на наступній сторінці.

Маска оснащена регульованими ремінцями для надійної та зручної фіксації:

1. Вставте ремінці в отвори з обох боків маски.
2. Оберніть ремінці навколо голови та зафіксуйте їх за допомогою застібки-липучки. Відрегулюйте для комфорту та стабільності.
3. Під'єднайте кабель LED-маски до контролера.



ПРОЦЕДУРИ

Для оптимального результату рекомендується регулярно використовувати LED-маску протягом кількох тижнів.

- Почніть із 3–5 сеансів на тиждень протягом перших 6 тижнів.
- Частоту процедур коригуйте відповідно до чутливості шкіри та догляду.

1. Натисніть кнопку **On/Off**, щоб увімкнути маску. Стандартний режим **Mode 1**: червоне + ближнє інфрачервоне світло активується автоматично.

2. Щоб вибрати режим, натискайте кнопку **Mode**:

Mode 1: Червоне + ближнє інфрачервоне світло — до 17 хв.

Mode 2: Лише червоне світло — до 25 хв.

Mode 3: Синє світло — до 20 хв.

Mode 4: Червоне + синє світло — до 20 хв.

3. Для налаштування інтенсивності використовуйте кнопки **"Intensity +"** або **"Intensity -"**. Оберіть рівень 1–3 за комфортом.

4. Для встановлення часу використовуйте кнопки **"Time +"** або **"Time -"**. Тривалість змінюється з кроком 5 хвилин. Після завершення таймера маска вимкнеться автоматично.

Примітка: кожен режим має власний максимальний час роботи.

5. Після завершення процедури зніміть маску, вимкніть пристрій і нанесіть звичайний зволожувальний засіб та сонцезахисний крем.

ДОГЛЯД ПІСЛЯ ПРОЦЕДУРИ ТА РЕАКЦІЇ

Після процедури можуть виникати тимчасові реакції шкіри:

- Легке почервоніння зазвичай минає протягом кількох годин.
- Можливі незначне лущення, сухість або свербіж, які швидко зникають.
- Іноді після сеансу може виникати легкий головний біль.

Пристрій використовує довжини хвиль світла, які зазвичай вважаються безпечними для косметичного застосування. Якщо з'являється незвичний дискомфорт або реакція шкіри, припиніть використання та за потреби зверніться до лікаря.

Опційне використання гелів для посилення ефекту:

Ефективність LED-маски можна підвищити, використовуючи її зі спеціальними фірмовими гелями.

Детальніше: www.riobeauty.com

ОЧИЩЕННЯ

Правильне очищення допомагає підтримувати гігієну та подовжує строк служби пристрою.

Перед кожним використанням:

- Вимкніть пристрій і від'єднайте його від заряджання.
- Протріть внутрішню та зовнішню частину маски м'якою вологою тканиною.
- НЕ використовуйте агресивні хімічні засоби, абразиви та не занурюйте пристрій у воду.
- Для глибшого очищення злегка змочіть тканину 70% спиртом.

Догляд за контролером:

- Обережно протріть сухою або трохи вологою тканиною.
- Уникайте потрапляння вологи біля роз'ємів.

ЗБЕРІГАННЯ

- Зберігайте маску в чистому сухому місці за кімнатної температури.
- Уникайте прямих сонячних променів, надмірної вологості та пилу.
- Використовуйте комплектну сумку для захисту пристрою під час подорожей або зберігання.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Причина	Рішення
Світло не вмикається	Батарея не заряджена	Повністю зарядіть пристрій комплектним USB-кабелем.
Світло не вмикається після таймера	Помилка таймера	Вимкніть вручну. Якщо повторюється — зверніться до підтримки.
Світло мерехтить	Внутрішня несправність	Припиніть використання та оформіть заміну.
Пристрій не вмикається	Нещільне з'єднання	Перевірте кабелі, повністю зарядіть і повторіть після від'єднання.

Примітка: Якщо проблема не зникає після перевірки, припиніть використання пристрою та зверніться до служби підтримки Rio.

УТИЛІЗАЦІЯ



Директива WEEE щодо відходів електричного та електронного обладнання передбачає перероблення продукції з використанням доступних методів відновлення та утилізації, щоб зменшити вплив на довкілля, правильно обробляти небезпечні речовини та не збільшувати обсяг сміттєзвалищ.

Цей пристрій належить до електричного або електронного обладнання. Після завершення строку служби його потрібно утилізувати відповідно до місцевих вимог. Його НЕ можна викидати разом із побутовими відходами.

Утилізуйте відповідально:

1. Перевірте місцеві правила утилізації.
2. Відокремте компоненти та утилізуйте їх належним чином.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вхід контролера: 5V  1.0A 5.0W 

Вхід маски: 5V  1.0A 5.0W Max від контролера



Пристрій відповідає чинному законодавству ЄС щодо продукції.



Уважно прочитайте перед використанням і збережіть.



Використовувати лише в приміщенні.



Постійний струм.



Знімний БЖ IEC 60417-6181.



Символ позначає USB-роз'єм.



Символ класу III (IEC 60417-5180).



Пристрій відповідає чинному законодавству UKCA.



Перероблення паперу.

Номер моделі: FCAA

Час програми: 5–25 хвилин

Довжини хвиль:

- Червоне світло(650-655nm)
- Синє світло(405-410nm)
- NIR(845-855nm)

Макс. вихідна інтенсивність:

30 mW/cm²

Робоча температура:

0°C–30°C

Температура зберігання і транспортування: -5°C–55°C

Робоча вологість: 30%–95% без конденсації

Вологість зберігання і транспортування: 20%–85% без конденсації

Електричний вихід: 5V, 1A

Ступінь захисту: IP22

СЛУЖБА ПІТРИМКИ

Якщо у вас виникли запитання, зв'яжіться з нами:

online@riobeauty.com

Щоб замовити додаткові аксесуари, відвідайте

www.riobeauty.com або зверніться до місцевого дистриб'ютора.

ГАРАНТІЯ

Щоб зареєструвати дворічну гарантію

онлайн, відвідайте:

www.riobeauty.com/warranty

UK RP: The Dezac Group Ltd, PO Box 17,
Cheltenham Spa, England GL53 7ET

EU RP: The Dezac Group (Europe) B.V. Azura,
Saturnusstraat 46-62, 2132 HB Hoofddorp, Netherlands



UK Product RP: The Dezac Group Ltd, PO Box 17, Cheltenham Spa, England, GL53 7ET

EU Product RP: The Dezac Group (Europe) B.V. Azura, Saturnusstraat 46-62, 2132 HB Hoofddorp, Netherlands

©The Dezac Group Ltd 2025, PO Box 17, Cheltenham Spa, England GL53 7ET

www.riobeauty.com

1-IN-FCAA-EU/1.0