



déCOLITE

 the beauty specialists

ENGLISH	4
FRANÇAIS	12
DEUTSCH	20
NEDERLANDS	28
ESPAÑOL	36
PORTUGUÊS	44
ITALIANO	52
УКРАЇНСЬКА	60



WARNINGS

- **Please read all instructions thoroughly and retain for future reference.**
- This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and maintenance shall not be made by children without supervision.
- This appliance must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance. If any part of the mains adapter or cord are damaged, discontinue use. Contact Customer Care to arrange a replacement.
- Do not immerse product in water. Do NOT use solvents or abrasive cleaners.
- Do NOT use this product if it is not working properly, or if it has been dropped or damaged.
- DO NOT use décoLITE if you are taking any medication that can cause photosensitivity. If you use décoLITE and you are taking any medication that can cause photosensitivity you may cause a severe skin reaction.
- Photosensitivity is a common side effect of various medications. These can include certain antibiotics, chemotherapy drugs, and diuretics. If you are unsure about any medication you may be taking consult your healthcare provider.
- DO NOT use décoLITE to treat any other conditions apart from those listed in the indications for use.
- DO NOT use décoLITE if you are pregnant, planning on becoming pregnant or breastfeeding. décoLITE has NOT been tested on pregnant or breast-feeding women and therefore the risk to the foetus, neonate or pregnant women is unknown.

- DO NOT use décoLITE LED system if you suffer from Lupus erythematosus, photosensitive eczema or Albinism. If you use the décoLITE LED system to treat Lupus erythematosus, photosensitive eczema or Albinism you may cause a severe skin reaction.
- DO NOT use décoLITE if you suffer from any photosensitive disorder (sensitization to light).
- Before using décoLITE you must carry out a sensitization test.
- DO NOT use décoLITE in any way that is not exactly as specified in these instructions for use.
- TURN OFF and REMOVE décoLITE immediately if it feels hot or your skin feels uncomfortably warm.
- Only use décoLITE with the proprietary Hydrogel pads recommended for or supplied for use with décoLITE. Other pads are available, but have not been tested with the décoLITE system.
- DO NOT use décoLITE without first removing creams, lotions or make-up. Some ingredients in these products may cause light sensitization or may reduce the effect of the treatment.
- NEVER use décoLITE near water or where water can be spilt onto the product. DO NOT use décoLITE if you think it has come into contact with water.
- Keep décoLITE away from HOT surfaces.
- DO NOT attempt to modify décoLITE in any way. Modifying décoLITE will void your warranty. décoLITE contains no serviceable parts.
- DO NOT use décoLITE if the light pad, controller, charging cable are damaged in anyway.
- The décoLITE strap contains a mixture of polyester, nylon and lycra. If you are allergic to any of these materials, you may not be able to use the head strap provided.
- DO NOT use décoLITE if you suffer from light induced headaches.

KNOW YOUR UNIT

- | | |
|------------------------|--|
| ❶ Light pad | ❷ Adaptor and four connectors, UK, EU, China and USA |
| ❸ Controller | ❸ Long Strap |
| ❹ On/Off | ❹ Short Strap |
| ❺ LED indicator lights | ❺ Carry Bag |
| ❻ USB-C socket | |
| ❼ USB socket | |

PATCH TEST

Before carrying out your first treatment you must carry out a sensitivity test (patch test).

1. Place décoLITE over your inner arm.
2. If at any time your skin feels HOT or uncomfortable STOP using the device immediately.
3. After the treatment wait at least 6 hours. If the skin on your inner arm appears red and/or itchy then décoLITE is unsuitable for you.

CHARGING

To charge décoLITE insert the power adaptor into the USB-C socket of the controller. Plug the AC/DC adapter into a mains power supply and turn it on. The 3 LEDs on the control unit will start to flash to indicate charging. When fully charged all three LEDs will be illuminated.


Note: Always recharge when the last LED starts to flash. décoLITE will not operate whilst charging.

GETTING STARTED


Before each use, with the device switched off, clean the décoLITE light pad. See cleaning instructions.

décoLITE comes with an adjustable strap that allows you to comfortably wear the light pad.

Use around the neck and on the chest:



Use on the chest only:



TREATMENTS

For best results treat for 3-5 days a week for a minimum of 4 weeks. Maintenance treatments should be carried out as required, according to lifestyle and skin condition.

décoLITE Treatment:

1. Cleanse and exfoliate the skin to remove any traces of skincare.
2. To fit the light pad, thread the strap through the loop holes on either side of the light pad and join together using the hook and loop ends (see illustration above). Use the short strap to place around the neck or the long strap (inserting through the upper loop holes) to place over the chest.
3. Press the On/Off button to turn on. The device will automatically switch off after 10 minutes. You may stop the treatment at any time by pressing the On/Off button.
4. At the end of the treatment remove the light pad.
5. Apply your normal moisturiser and sunscreen.

Note: Immediately after treatment the skin may appear red. It should return to normal within 1-2 hours.

Combine with Photo-Reactive Serums:

Visit riobeauty.com for more information of combining use with treatment boosting Photo-Reactive Serums.

CLEANING

Before each use, with the device switched off, clean the light pad as follows:

1. Ensure that the device is NOT being charged when cleaning.
2. Clean the light pad with a water based wipe or damp clean cloth. Stubborn stains can be removed by wiping gently with 70% alcohol. DO NOT use any other cleansing products as these may damage the plastics.
3. Clean the controller with a damp clean cloth.

STORAGE

Store décoLITE at room temperature in dry conditions. Use the carry bag provided. Avoid storing décoLITE in dusty conditions, in direct sunlight or in damp and humid conditions.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Cause	Solution
No red or infra-red light from décoLITE.	Not charged	Plug the controller into the power adaptor making sure that the connectors are attached and leave charging until the three indicator LED's on the controller remain lit and do NOT flash.
No red or infra-red light from décoLITE.	Device connected to the mains.	Unplug USB-C connector from controller.
LEDs do NOT turn OFF after 10 minutes.	Device is faulty.	Return to your supplier.
LEDs flicker during treatment.	Device is faulty.	Return to your supplier.

DISPOSAL



The Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive (2012/19/EU) has been put in place to recycle products using best available recovery and recycling techniques to minimise the impact on the environment, treat any hazardous substances and avoid the increasing landfill. This product is classed as Electrical or Electronic equipment so please ensure that at the end of the life of this product it is disposed of in the correct manner in accordance with local authority requirements. It must NOT be disposed of with household waste.

Recycle Responsibly:

1. Check your local municipal guidelines
2. Separate the components and dispose of them correctly

SPECIFICATION

Controller Input: 5V 800mA 

Light Pad Input: 5V 280mA (CC)

 This product complies with current EU product legislation.



Read these instructions carefully before use and then retain for future use.



This product is for indoor use only.



This symbol means keep the device away from direct sunlight.



Direct current



Detachable PSU IEC 60417-6181



This symbol indicates the USB connector.



This symbol means that the device uses a Lithium ion Polymer battery.



Class III symbol (IEC 60417-5180)



Class II insulation



Operating Temperature:

0°C to 40°C



Operating Humidity:

30% to 95% without condensation

Weight:

340g (controller and light pad)

LEDs:

Red: 630nm+/-10nm.

Near Infra-red: 830nm+/-17.5nm

Total Device Dimensions:

Light Pad: 300mm max (w) x 220mm max (h)

Controller: 23mm max (dia) x 104mm (l)

CUSTOMER CARE

If you have any questions, please contact us at: **online@riobeauty.com**

To reorder additional accessories, please visit
www.riobeauty.com or contact your local distributor.

GUARANTEE

To register your two year guarantee online, visit:
www.riobeauty.com/pages/warranty-registration

UK RP: The Dezac Group Ltd, PO Box 17, Cheltenham Spa, England GL53 7ET

EU RP: The Dezac Group (Europe) B.V. Azura, Saturnusstraat 46-62, 2132 HB Hoofddorp, Netherlands

AVERTISSEMENTS

- **Veillez lire attentivement toutes les consignes et les conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.**
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou présentant un manque d'expérience et de connaissances si ces enfants ou ces personnes sont supervisés ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers potentiels. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer ni entretenir l'appareil sans surveillance.
- Cet appareil doit uniquement être alimenté en très basse tension de sécurité correspondant aux données portées sur l'appareil. Si une partie de l'adaptateur électrique est endommagée ou si le câble est endommagé, cessez d'utiliser l'appareil. Contactez alors le service Après-vente pour procéder à un remplacement.
- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau. Ne PAS utiliser de solvants ni de détergents abrasifs.
- Ne PAS utiliser cet appareil s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé ou s'il est endommagé.
- NE PAS utiliser décoLITE si vous prenez des médicaments pouvant causer une photosensibilité. L'utilisation de décoLITE associée à la prise médicaments pouvant causer une photosensibilité peut provoquer une grave réaction cutanée.
- La photosensibilité est un effet indésirable commun de plusieurs médicaments. Parmi ceux-ci, on peut citer : certains antibiotiques, les produits de chimiothérapie et les diurétiques. Si vous avez des doutes quant à un médicament que vous prenez, veuillez consulter votre professionnel de santé.
- NE PAS utiliser décoLITE pour remédier à d'autres problèmes que ceux listés dans les indications d'utilisation.
- NE PAS utiliser décoLITE si vous êtes enceinte, si vous prévoyez de tomber enceinte ou si vous allaitez. décoLITE n'a PAS été testé sur les femmes enceintes ou qui allaitent : par conséquent, le risque pour le fœtus, le nouveau-né ou une femme enceinte n'est pas connu.

- NE PAS utiliser le système à LED décoLITE si vous souffrez d'un lupus érythémateux, d'eczéma photosensible ou d'albinisme. L'utilisation du système à LED décoLITE pour traiter un lupus érythémateux, un eczéma photosensible ou un albinisme peut provoquer une grave réaction cutanée.
- NE PAS utiliser décoLITE si vous souffrez d'un problème de photosensibilité (sensibilité accrue à la lumière).
- Avant d'utiliser décoLITE, vous devez effectuer un test de sensibilité.
- NE PAS utiliser décoLITE, de quelle que façon que ce soit, autre que celles exactement précisées dans ces indications d'utilisation.
- ÉTEIGNEZ et RETIREZ décoLITE immédiatement si vous ressentez une chaleur ou si votre peau s'échauffe et que cela devient inconfortable.
- Utilisez décoLITE uniquement avec les patches hydrogel de marque déposée recommandés pour être utilisés avec décoLITE ou fournis avec l'appareil. D'autres patches sont disponibles mais n'ont pas été testés avec le système décoLITE.
- NE PAS utiliser décoLITE sans avoir retiré, au préalable, crèmes, lotions et maquillage. Certains ingrédients contenus dans ces produits peuvent causer une sensibilité accrue à la lumière ou peuvent amoindrir l'effet de l'utilisation de l'appareil.
- Ne JAMAIS utiliser décoLITE près d'eau ou d'un endroit où de l'eau pourrait être renversée sur l'appareil. NE PAS utiliser décoLITE si vous pensez que l'appareil a été en contact avec de l'eau.
- Conservez décoLITE à distance des surfaces CHAUDES.
- NE PAS tenter de modifier décoLITE de quelle que façon que ce soit. La modification de décoLITE annulera votre garantie. décoLITE ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur.
- NE PAS utiliser décoLITE si le patch lumineux, la commande ou le câble de charge sont endommagés d'une quelconque façon.
- La sangle de décoLITE contient un mélange de polyester, nylon et lycra. Si vous êtes allergique à l'un de ces matériaux, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser la sangle de tête fournie.
- NE PAS utiliser décoLITE si vous souffrez de maux de tête provoqués par la lumière.

VOUS FAMILIARISER AVEC VOTRE APPAREIL

- | | |
|------------------------------------|---|
| ❶ Patch lumineux | ❷ Adaptateur et 4 connecteurs, Royaume-Uni, Europe, Chine et États-Unis |
| ❸ Commande | |
| ❹ Marche/Arrêt | |
| ❺ Témoins lumineux indicateurs LED | ❻ Sangle longue |
| ❻ Prise USB type C | ❼ Sangle courte |
| ❼ Prise USB | ❽ Housse de transport |

TEST ÉPICUTANÉ

Avant de procéder à votre premier soin, vous devez effectuer un test de sensibilité (test épicutané).

1. Positionnez décoLITE sur l'intérieur de votre bras.
2. À tout moment, si vous ressentez de la CHALEUR au niveau de la peau ou une gêne, CESSEZ immédiatement d'utiliser l'appareil.
3. Après le soin, patientez au moins 6 heures. Si la peau de l'intérieur de votre bras rougit et/ou vous démange, décoLITE n'est pas fait pour vous.

CHARGE


Pour faire charger décoLITE, insérez l'adaptateur électrique dans la prise USB de type C de la commande. Branchez l'adaptateur CA/CC sur le secteur et allumez l'appareil. Les 3 LED de la commande commencent à clignoter pour indiquer que l'appareil est en charge. Lorsque l'appareil est entièrement chargé, les 3 LED sont allumées.

Remarque : rechargez toujours l'appareil lorsque la dernière LED commence à clignoter. décoLITE ne fonctionne pas lorsqu'il est en charge.


PRISE EN MAIN

Avant chaque utilisation, nettoyez le patch lumineux décoLITE.
L'appareil doit être éteint. Se reporter aux consignes de nettoyage.
Une sangle réglable est fournie avec décoLITE. Elle vous permet de porter le patch lumineux confortablement.

Utilisation autour du cou et sur la poitrine :



Utilisation sur la poitrine uniquement :



SOINS

Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, optez pour une utilisation 3 à 5 jours par semaine pendant 4 semaines minimum. En entretien, les soins doivent être réalisés selon les besoins, en fonction de votre mode de vie et de l'état de votre peau.

Soin décoLITE :

1. Nettoyez et exfoliez la peau, afin d'éliminer toute trace de cosmétiques.
2. Pour mettre le patch lumineux en place, passez la sangle dans les boucles de chaque côté du patch lumineux et reliez les 2 extrémités à l'aide du crochet (voir l'illustration ci-dessus). Utilisez la sangle courte pour maintenir le patch autour du cou ou la sangle longue (en l'insérant dans les boucles supérieures) pour le positionner sur la poitrine.
3. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer l'appareil. L'appareil s'éteint automatiquement après 10 minutes. Vous pouvez interrompre le soin à tout moment en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt.
4. Une fois le soin terminé, retirez le patch lumineux.
5. Appliquez votre produit hydratant et votre crème solaire normaux.

Remarque : la peau peut être rouge immédiatement après le soin. Cette rougeur doit disparaître en 1 à 2 heures.

Association de l'utilisation de l'appareil à des sérums photo-réactifs :

rendez-vous sur riobeauty.com pour obtenir de plus amples informations au sujet de l'association de l'appareil à des sérums photo-réactifs qui stimulent le soin.

NETTOYAGE

Avant chaque utilisation, nettoyez le patch lumineux selon la procédure suivante. L'appareil doit être éteint.

1. Assurez-vous que l'appareil n'est PAS en charge lors du nettoyage.
2. Nettoyez le patch lumineux à l'aide d'une lingette à base d'eau ou d'un linge propre et humide. Pour éliminer les taches tenaces, essuyez délicatement avec de l'alcool à 70 %. NE PAS utiliser d'autres produits de nettoyage car ils pourraient endommager le plastique.
3. Nettoyez la commande à l'aide d'un linge propre et humide.

STOCKAGE

Conservez décoLITE à température ambiante et dans un endroit sec. Utilisez la housse de transport fournie. Évitez de stocker décoLITE dans un endroit poussiéreux, sous le soleil direct ou dans un endroit humide.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Problème	Cause possible	Solution
décoLITE n'émet pas de lumière rouge ou à infra-rouge.	Appareil non chargé	Branchez la commande sur l'adaptateur électrique en veillant à ce que les connecteurs soient fixés et laissez l'appareil charger jusqu'à ce que les 3 témoins LED de la commande restent fixes et ne clignotent PLUS.
décoLITE n'émet pas de lumière rouge ou à infra-rouge.	Appareil branché sur le secteur.	Débranchez le connecteur USB de type C de la commande.
Les LED ne s'éteignent PAS après 10 minutes.	L'appareil est défectueux.	Renvoyez l'appareil à votre vendeur.
Les LED vacillent pendant le soin.	L'appareil est défectueux.	Renvoyez l'appareil à votre vendeur.

ÉLIMINATION



La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (2012/19/UE) a été mise en œuvre en vue de recycler les appareils en ayant recours aux meilleures techniques à disposition en matière de récupération et de recyclage, afin de minimiser l'impact environnemental, de traiter toute substance dangereuse et d'éviter d'accentuer la décharge dans la nature. Cet appareil est classé dans les équipements électriques ou électroniques. Par conséquent, veuillez à ce qu'en fin de vie, cet appareil soit éliminé de façon correcte conformément aux exigences des autorités locales. Il ne doit PAS être jeté avec les déchets ménagers.

Responsabilité en matière de recyclage :

1. Consultez les directives de votre commune
2. Triez les éléments et éliminez-les correctement

SPÉCIFICATIONS

Alimentation commande : 5 V 800 mA 

Alimentation patch lumineux : 5 V 280 mA (CC)

 Cet appareil satisfait à la législation européenne en vigueur régissant les appareils.

 Veuillez lire attentivement ces consignes avant utilisation et les conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

 Cet appareil est destiné à un usage intérieur uniquement.

 Ce symbole signifie qu'il faut maintenir l'appareil à distance du soleil direct.

 Courant continu

 Bloc d'alimentation CEI 60417-6181 amovible

 Ce symbole indique un connecteur USB.

 Ce symbole signifie que l'appareil utilise une batterie lithium-ion polymère.

 Symbole classe III (IEC 60417-5180)

 Isolation Classe II

 **Température de fonctionnement :**
0°C à 40°C

 **Humidité en cours de fonctionnement :**
30 % à 95 % sans condensation

Poids :
340 g (commande et patch lumineux)

LED :
Rouge : 630 nm +/- 10 nm.
Proche lumière à infra-rouge : 830 nm +/- 17,5 nm

Dimensions totales de l'appareil :
Patch lumineux : 300 mm maxi. (l) x 220 mm maxi. (h)
Commande : 23 mm maxi. (dia.) x 104 mm (L)

SERVICE CLIENTS

Pour toute question, veuillez nous contacter à cette
adresse : **online@riobeauty.com**

Pour vos commandes d'accessoires, rendez-vous sur le site
www.riobeauty.com ou contactez votre distributeur local.

GARANTIE

Pour vous enregistrer en ligne et bénéficier d'une garantie de deux ans,
rendez-vous sur : **www.riobeauty.com/pages/warranty-registration**

Représentation pour le Royaume-Uni : The Dezac Group Ltd,
PO Box 17, Cheltenham Spa, Angleterre GL53 7ET

Représentation pour l'Europe : The Dezac Group (Europe) B.V. Azura,
Saturnusstraat 46-62, 2132 HB Hoofddorp, Pays-Bas

WARNHINWEISE

DEUTSCH

- **Lesen Sie die Anleitung bitte sorgfältig durch und bewahren Sie sie für die spätere Verwendung auf.**
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen und psychischen Fähigkeiten oder mit fehlender Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn die Bedienung des Gerätes unter Aufsicht erfolgt oder die Personen hinsichtlich des sicheren Gebrauchs und der möglichen Gefahren, die durch den Gebrauch entstehen können, eingewiesen wurden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung sollte von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Das Gerät darf nur mit der auf dem Etikett angegebenen besonders niedrigen Spannung betrieben werden. Bei Beschädigung des Kabels darf das Gerät nicht mehr benutzt werden. Um ein Ersatzteil zu erhalten, wenden Sie sich bitte an unsere Kundenbetreuung.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser. Verwenden Sie KEINE Lösungsmittel oder scheuernden Reiniger.
- Dieses Produkt NICHT verwenden, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder nachdem es fallen gelassen oder beschädigt wurde.
- décoLITE NICHT verwenden, wenn Sie Medikamente einnehmen, die Lichtempfindlichkeit verursachen können. Wenn Sie décoLITE verwenden und Lichtempfindlichkeit verursachende Medikamente einnehmen, kann eine schwere Hautreaktion auftreten.
- Lichtempfindlichkeit ist eine häufige Nebenwirkung verschiedener Medikamente, u. a. von bestimmten Antibiotika, Chemotherapeutika und Diuretika. Wenn Sie im Hinblick auf Medikamente, die Sie einnehmen, unsicher sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.
- décoLITE AUSSCHLIESSLICH für die in den Hinweisen aufgeführten Anwendungsbereiche einsetzen.
- décoLITE NICHT verwenden, wenn Sie schwanger sind, schwanger werden möchten oder stillen. décoLITE wurde NICHT an schwangeren oder stillenden Frauen getestet, daher ist das Risiko für den Fötus, das Neugeborene oder Schwangere unbekannt.

- Das décoLITE-LED-System NICHT verwenden, wenn Sie an Lupus erythematodes, einem lichtempfindlichen Ekzem oder Albinismus leiden. Wenn Sie das décoLite-LED-System zur Behandlung von Lupus erythematodes, einem lichtempfindlichen Ekzem oder Albinismus einsetzen, kann eine schwere Hautreaktion auftreten.
- décoLITE NICHT verwenden, wenn Sie an einer lichtempfindlichen Störung (Lichtempfindlichkeit) leiden.
- Vor der Verwendung von décoLITE müssen Sie einen Sensibilisierungstest durchführen.
- decoLITE AUSSCHLIESSLICH auf die in dieser Gebrauchsanleitung aufgeführte Weise anwenden.
- décoLITE sofort AUSSCHALTEN oder ABNEHMEN, wenn sich Ihre Haut heiß oder unangenehm warm anfühlt.
- décoLITE nur mit den Marken-Hydrogelmasken benutzen, die für die Verwendung mit décoLITE empfohlen oder mitgeliefert wurden. Es sind auch andere Pads erhältlich, diese wurden allerdings nicht mit dem décoLITE-System getestet.
- décoLITE erst verwenden, nachdem Sie Cremes, Lotionen oder Make-up entfernt haben. Einige Inhaltsstoffe in diesen Produkten können zu Lichtempfindlichkeit führen oder die Wirkung der Behandlung verringern.
- décoLITE NIE in der Nähe von Wasser oder wo Wasser auf das Produkt gelangen kann verwenden. décoLITE NICHT verwenden, wenn Sie denken, dass es mit Wasser in Berührung gekommen ist.
- décoLITE von HEISSEN Oberflächen fernhalten.
- Versuchen Sie NICHT, décoLITE auf irgendeine Weise zu verändern. Durch die Veränderung von décoLITE wird Ihre Garantie ungültig. décoLITE enthält keine wartungsfähigen Teile.
- décoLITE NICHT verwenden, wenn das Lichtpad, die Steuerung oder das Ladekabel auf irgendeine Weise beschädigt sind.
- Das décoLITE-Band besteht aus einer Mischung aus Polyester, Nylon und Lycra. Wenn Sie gegen eines dieser Materialien allergisch sind, können Sie das mitgelieferte Kopfband ggf. nicht verwenden.
- décoLITE NICHT verwenden, wenn Sie unter lichtbedingten Kopfschmerzen leiden.

LERNEN SIE IHR GERÄT KENNEN

- | | |
|------------------------|--|
| ❶ Lichtpad | ❷ Adapter und vier Stecker für GB, die EU, China und die USA |
| ❸ Steuerung | ❸ Langes Band |
| ❹ Ein/Aus | ❹ Kurzes Band |
| ❺ LED-Kontrollleuchten | ❺ Tragetasche |
| ❻ USB-C-Anschluss | |
| ❼ USB-Anschluss | |

TESTANWENDUNG

Bevor Sie Ihre erste Behandlung durchführen, müssen Sie einen Empfindlichkeitstest (Patch-Test) durchführen.

1. Legen Sie décoLITE auf Ihren Innenarm.
2. Wenn sich Ihre Haut zu irgendeinem Zeitpunkt HEISS oder unangenehm anfühlt, BEENDEN Sie den Gebrauch des Geräts sofort.
3. Warten Sie nach der Behandlung mindestens 6 Stunden. Wenn die Haut an Ihrem Innenarm rot aussieht und/oder juckt, ist décoLITE für Sie nicht geeignet.

AUFLADEN


Um décoLITE aufzuladen, stecken Sie das Netzteil in die USB-C-Buchse der Steuerung. Stecken Sie den AC/DC-Adapter in eine Steckdose. Die 3 LEDs an der Steuerung beginnen zu blinken, um den Ladevorgang anzuzeigen. Bei voller Ladung leuchten alle drei LEDs.

Hinweis: Immer aufladen, wenn die letzte LED zu blinken beginnt. décoLITE funktioniert nicht während des Ladevorgangs.


INBETRIEBNAHME

Reinigen Sie das décoLITE-Lichtpad vor jedem Gebrauch. Das Gerät ist dabei ausgeschaltet. Siehe Reinigungsanleitung.
décoLITE wird mit einem verstellbaren Band geliefert, mit dem Sie das Lichtpad bequem tragen können.

Verwenden Sie es rund um den Hals und auf der Brust:



Verwendung nur auf der Brust:



BEHANDLUNGEN

Um die besten Ergebnisse zu erzielen, führen Sie die Behandlungen über mindestens 4 Wochen 3-5 Tage die Woche durch. Um das Ergebnis zu erhalten, sollten Sie die Behandlung nach Bedarf und entsprechend Ihres Lebensstils und Hautzustands durchführen.

décoLITE-Behandlung:

1. Reinigen und peelen Sie die Haut, um alle Reste von Hautpflegeprodukten zu entfernen.
2. Um das Lichtpad aufzusetzen, führen Sie das Band durch die Schlaufenlöcher an den Seiten des Lichtpads und verbinden es mit dem Klettverschluss (siehe Abbildung oben). Legen Sie das kurze Band um den Hals oder das lange Band auf die Brust (und ziehen Sie es durch die oberen Schlaufenlöcher).
3. Drücken Sie zum Einschalten die Ein-/Aus-Taste. Das Gerät schaltet sich nach 10 Minuten automatisch aus. Sie können die Behandlung jederzeit durch das Drücken der Ein-/Aus-Taste beenden.
4. Nehmen Sie am Ende der Behandlung das Lichtpad ab.
5. Tragen Sie Ihre normale Feuchtigkeitscreme und Sonnencreme auf.

Hinweis: Unmittelbar nach der Behandlung kann die Haut rot aussehen.
Innerhalb von 1-2 Stunden sollte dies abgeklungen sein.

Gebrauch zusammen mit photoreaktiven Seren:

Besuchen Sie riobeauty.com, um mehr Informationen über den Gebrauch zusammen mit photoreaktiven Seren zu erfahren, die die Behandlung intensivieren.

REINIGUNG

Reinigen Sie das Lichtpad vor jedem Gebrauch. Das Gerät ist dabei ausgeschaltet.

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät bei der Reinigung NICHT aufgeladen wird.
2. Reinigen Sie das Lichtpad mit einem wasserbasierten Reinigungstuch oder einem sauberen feuchten Lappen. Hartnäckige Flecken können durch sanftes Abwischen mit 70%igem Alkohol entfernt werden. Verwenden Sie KEINE anderen Reinigungsmittel, da dadurch die Kunststoffteile beschädigt werden können.
3. Reinigen Sie die Steuerung mit einem sauberen feuchten Tuch.

AUFBEWAHRUNG

Bewahren Sie décoLITE an einem trockenen Ort bei Zimmertemperatur auf. Verwenden Sie die mitgelieferte Tragetasche. Vermeiden Sie es, décoLITE in einer staubigen oder feuchten Umgebung und in direktem Sonnenlicht aufzubewahren.

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
décoLITE produziert kein rotes oder Infrarotlicht.	Nicht geladen	Verbinden Sie die Steuerung mit dem Netzteil und achten Sie darauf, dass die Stecker richtig angeschlossen sind. Der Ladevorgang sollte fortgesetzt werden, solange die drei LEDs der Anzeige am Steuergerät blinken und nicht durchgängig leuchten.
décoLITE produziert kein rotes oder Infrarotlicht.	Das Gerät ist mit der Steckdose verbunden.	Trennen Sie den USB-C-Stecker von der Steuerung.
Die LEDs gehen nach 10 Minuten NICHT AUS.	Das Gerät ist fehlerhaft.	Senden Sie es an den Händler zurück.
Die LEDs flackern während der Behandlung.	Das Gerät ist fehlerhaft.	Senden Sie es an den Händler zurück.

ALTGERÄTEENTSORGUNG



Die Elektro- und Elektronik-Altgeräte-Richtlinie (WEEE) (2012/19/EU) ist in Kraft, damit die besten verfügbaren Verwertungs- und Recycling-Technologien genutzt werden, so dass der Einfluss auf die Umwelt minimiert wird, gefährliche Substanzen aufbereitet und ein Anwachsen der Mülldeponien verhindert werden. Das Produkt ist als Elektro- und Elektronikgerät klassifiziert. Stellen Sie daher bitte sicher, dass dieses Produkt am Ende des Produktlebenszyklus ordnungsgemäß und in Übereinstimmung mit den nationalen gesetzlichen Bestimmungen entsorgt wird. Es darf NICHT über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

Verantwortungsvolles Recyceln:

1. Prüfen Sie die kommunalen Richtlinien.
2. Trennen Sie die Bestandteile und entsorgen Sie sie korrekt.

TECHNISCHE ANGABEN

Eingangsleistung der Steuerung: 5 V 800 mA 

Eingangsleistung des Lichtpads: 5 V 280 mA (CC)

 Dieses Produkt entspricht den aktuellen Produktvorschriften der EU.

 Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch des Geräts sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf.

 Dieses Produkt ist nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen.

 Dieses Symbol bedeutet, dass das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden muss.

 Gleichstrom

 Abnehmbarer PSU IEC 60417-6181.

 Dieses Symbol bezieht sich auf den USB-Anschluss.

 Dieses Symbol bedeutet, dass das Gerät eine Lithium-Ionen-Polymer-Batterie verwendet.

 Schutzklasse-III-Symbol
(IEC 60417-5180)

 Isolierung (Schutzklasse 2)

 **Betriebstemperatur:**
0 - 40 °C

 **Betriebsfeuchtigkeit:**
30 - 95 % ohne Kondensation

Gewicht:

340 g (Steuerung und Lichtpad)

LEDs:

Rot: 630 nm +/- 10 nm.

Nahinfrarot: 830 nm +/- 17,5 nm

Maße des Geräts insg.:

Lichtpad: max. 300 mm (B) x max. 220 mm (H)

Steuerung: max. 23 mm (Ø) x 104 mm (L)

KUNDENBETREUUNG

Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns
bitte unter: **online@riobeauty.com**

Für Nachbestellungen von Zubehörteilen besuchen
Sie bitte **www.riobeauty.com** oder setzen Sie sich
mit Ihrem örtlichen Händler in Verbindung.

GARANTIE

Registrieren Sie Ihre 2-Jahres-Garantie online unter:
www.riobeauty.com/pages/warranty-registration

Verantwortliche Person GB: The Dezac Group Ltd, PO Box 17, Cheltenham Spa, England GL53 7ET

Verantwortliche Person EU: The Dezac Group (Europe) B.V. Azura,
Saturnusstraat 46-62, 2132 HB Hoofddorp, Niederlande

WAARSCHUWINGEN

- **Neem alle instructies grondig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.**
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies ontvangen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en als ze de mogelijke gevaren kennen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mag niet door kinderen worden uitgevoerd tenzij ze onder toezicht staan.
- Het apparaat mag enkel worden gebruikt bij een extra lage spanning zoals aangeduid op het apparaat. Gebruik geen beschadigde netstroomadapters of kabels. Neem contact op met de klantendienst om uw toestel te laten vervangen.
- Dompel het product niet onder in water.
- Gebruik GEEN agressieve of schurende reinigingsmiddelen.
- Gebruik dit product NIET indien het niet correct functioneert, is gevallen of beschadigd.
- GEBRUIK decoLITE als u medicatie gebruikt die lichtgevoeligheid kan veroorzaken. Als u decoLITE gebruikt en u gebruikt medicatie die lichtgevoeligheid kan veroorzaken, kan dit een ernstige huidreactie veroorzaken.
- Lichtgevoeligheid is een veel voorkomende bijwerking van verschillende medicijnen. Deze kunnen bepaalde antibiotica, chemotherapie medicijnen en diuretica omvatten. Als u niet zeker bent van eventuele medicijnen die u gebruikt, raadpleeg dan uw arts.
- Gebruik de decoLITE NIET om andere aandoeningen te behandelen dan die vermeld staan in de indicaties voor gebruik.
- Gebruik decoLITE NIET als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft. decoLITE is NIET getest bij zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven en daarom is het risico voor de foetus, pasgeborenen of zwangere vrouwen onbekend.

- Gebruik decoLITE NIET als u lijdt aan Lupus erythematosus, lichtgevoelig eczeem of albinisme. Als u het decoLITE LED-systeem gebruikt om Lupus erythematosus, lichtgevoelig eczeem of albinisme te behandelen, kunt u mogelijk een ernstige huidreactie veroorzaken.
- Gebruik decoLITE NIET als u lijdt aan een lichtgevoelige stoornis (overgevoeligheid voor licht).
- Voordat u decoLITE gebruikt, moet u een sensibilisatietest uitvoeren.
- Gebruik de decoLITE NIET op een manier die niet precies is zoals gespecificeerd in deze gebruiksaanwijzing.
- SCHAKEL decoLITE UIT en VERWIJDER decoLITE onmiddellijk als het warm aanvoelt of als uw huid onaangenaam warm aanvoelt.
- Gebruik decoLITE alleen met de eigen Hydrogel-maskers die worden aanbevolen of worden bijgeleverd voor gebruik met decoLITE. Andere maskers zijn beschikbaar, maar zijn niet getest met het decoLITE-systeem.
- Gebruik decoLITE NIET zonder crèmes, lotions of make-up eerst te verwijderen. Sommige ingrediënten in deze producten kunnen lichtsensibilisatie veroorzaken of kunnen het effect van de behandeling verminderen.
- Gebruik decoLITE NOOIT in de buurt van water of op een plaats waar water op het product kan worden gemorst. Gebruik decoLITE NIET als u denkt dat het in contact is gekomen met water.
- Houd decoLITE uit de buurt van hete oppervlakken.
- Probeer NIET om decoLITE op enigerlei wijze te wijzigen. Het wijzigen van decoLITE maakt uw garantie ongeldig. decoLITE bevat geen onderdelen die moeten worden onderhouden.
- Gebruik decoLITE NIET als het masker, de regelaar, de laadkabel op enige wijze beschadigd zijn.
- Het decoLITE-bandje bevat een mengsel van polyester, nylon en lycra. Als u allergisch bent voor een van deze materialen, kunt u mogelijk het meegeleverde hoofdbandje niet gebruiken.
- Gebruik decoLITE niet wanneer u lijdt aan hoofdpijn geïnduceerd door licht.

KEN UW APPARAAT

- | | | | |
|---|---------------------|---|---|
| ❶ | Lichtregelaar | ❷ | Adapter en vier connectors, VK, EU, China en VS |
| ❷ | Regelaar | ❸ | Lang bandje |
| ❸ | Aan/Uit | ❹ | Kort bandje |
| ❹ | Ledindicatielampjes | ❺ | Draagtas |
| ❺ | USB-C-aansluiting | | |
| ❻ | USB-aansluiting | | |

PATCHTEST

Voordat u uw eerste behandeling uitvoert, moet u een gevoeligheidstest (pleistertest) uitvoeren.

1. Plaats decoLITE over de binnenkant van uw arm.
2. Als uw huid op enig moment HEET of ongemakkelijk aanvoelt, STOP dan onmiddellijk met het apparaat.
3. Wacht na de behandeling minimaal 6 uur. Als de huid op uw binnenarm rood lijkt en/of jeukt, is decoLITE niet geschikt voor u.

OPLADEN


Om decoLITE op te laden, steekt u de stroomadapter in de USB-C-aansluiting van de regelaar. Steek de AC/DC-adapter in de netstroom en schakel het in. De 3 ledlampjes op de besturingseenheid zullen beginnen te knipperen om aan te geven dat het apparaat wordt opgeladen. Wanneer het volledig is opgeladen, branden de drie ledlampjes.

Opmerking: Laad altijd opnieuw op wanneer het laatste ledlampje begint te knipperen. decoLITE werkt niet terwijl het aan het opladen is.


AAN DE SLAG

Reinig de decoLITE-lichtregelaar voor elk gebruik, met het apparaat uitgeschakeld. Raadpleeg de reinigingsinstructies.
decoLITE wordt geleverd met een verstelbaar bandje waarmee u het masker comfortabel kunt dragen.

Gebruik rond de nek en op de borst:



Gebruik alleen op de borst:



BEHANDELINGEN

Voor het beste resultaat drie tot vijf dagen per week behandelen gedurende minimaal 4 weken. Onderhoudsbehandelingen kunnen naar behoefte worden uitgevoerd, afhankelijk van levensstijl en huidconditie.

decoLITE-behandeling:

1. Reinig en exfolieer de huid om sporen van huidverzorgingsmiddelen te verwijderen.
2. Om de lichtregelaar op te zetten, steekt u het bandje door de openingen aan beide zijden van de lichtregelaar en verbindt u ze aan elkaar met behulp van de haak- en lusuiteinden (zie bovenstaande afbeelding). Gebruik het kort bandje om de lichtregelaar rond de nek te hangen of het lange bandje (die door de twee bovenste openingen moet worden geschoven) om de lichtregelaar over de borst vast te maken.
3. Druk op de aan/uit-knop om in te schakelen. Na 10 minuten wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. U kunt de behandeling op elk moment stoppen door op de aan/uit-knop te drukken.
4. Verwijder de lichtregelaar aan het einde van de behandeling.
5. Breng uw normale moisturizer en zonnebrandcrème aan.

Opmerking: Direct na de behandeling kan de huid rood lijken.
De huid moet binnen 1-2 uur weer normaal worden.

Combinatie met fotoreactieve serums:

Ga naar riobeauty.com voor meer informatie over het gecombineerde gebruik met een behandeling waarbij fotoreactieve serums worden geboost.

REINIGING

Reinig de lichtregelaar als volgt voor elk gebruik, terwijl het apparaat is uitgeschakeld:

1. Zorg ervoor dat het apparaat NIET wordt opgeladen tijdens het schoonmaken.
2. Reinig de lichtregelaar met een doekje op waterbasis of een vochtige schone doek. Hardnekkige vlekken kunnen worden verwijderd door voorzichtig af te vegen met 70% alcohol. Gebruik GEEN andere reinigingsproducten omdat deze de kunststof kunnen beschadigen.
3. Reinig de regelaar met een vochtige schone doek.

OPSLAG

Bewaar decoLITE bij kamertemperatuur op een droge plaats. Gebruik de meegeleverde draagtas. Bewaar decoLITE niet in een stoffige omgeving, in direct zonlicht of in vochtige omstandigheden.

PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Geen rood of infrarood licht van decoLITE.	Niet opgeladen	Steek de regelaar in de stroomadapter en zorg ervoor dat de connectors zijn aangesloten en laat opladen tot de drie ledindicatielampjes op de regelaar blijven branden en NIET knipperen.
Geen rood of infrarood licht van decoLITE.	Apparaat verbonden aan de netstroom.	Haal de USB-C-connector uit de regelaar.
De ledlampjes schakelen NIET UIT na 10 minuten.	Er is een storing aan het apparaat.	Stuur het terug naar uw leverancier.
De ledlampjes branden tijdens de behandeling.	Er is een storing aan het apparaat.	Stuur het terug naar uw leverancier.

AFVOER



De richtlijn betreffende het afval van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) (2012/19/EU) werd ingevoerd om producten te recyclen volgens de beste recuperatie- en recyclingtechnieken, om het milieu te beschermen, gevaarlijke stoffen te behandelen en de steeds groter wordende stortplaatsen te vermijden. Dit product is geklasseerd als Elektrische of Elektronische apparatuur. Zorg er dus voor dat het product op de juiste manier wordt verwijderd, in overeenstemming met de bepalingen van uw plaatselijke overheid. Het mag NIET met het huisvuil worden afgevoerd.

Verantwoordelijk recycleren:

1. Bekijk de richtlijnen van uw gemeente
2. Scheid de onderdelen en voer ze correct af

SPECIFICATIES

Invoer Regelaar: 5 V 800 mA 

Invoer lichtregelaar 5V 280mA (CC)

 Dit product voldoet aan de huidige EU-productwetgeving.

 Lees deze instructies zorgvuldig voor gebruik en bewaar ze voor later gebruik.

 Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.

 Dit symbool betekent dat u het apparaat uit de buurt van direct zonlicht moet houden.

 Gelijkstroom

 Afkoppelbare PSU IEC 60417-6181

 Dit symbool geeft de USB-connector aan.

 Dit symbool betekent dat het apparaat een lithium-ion-polymeerbatterij gebruikt.

 Klasse III symbool (IEC 60417-5180)

 Klasse II isolatie

 **Bedrijfstemperatuur:**
0°C - 40°C

 **Werkende Luchtvochtigheid**
30 % tot 95 % zonder condens

Gewicht:
340 g (regelaar + lichtregelaar)

LED's:
Rood: 630nm +/- 10nm.
Bijna-infrarood: 830nm +/- 17,5nm

Totale apparaatafmetingen:
Lichtregelaar 300mm max (b) x 220mm max (h)
Regelaar: 23mm max (dia) x 104mm (l)

KLANTENSERVICE

Met vragen kunt u bij ons terecht op: **online@riobeauty.com**

Om extra accessoires te bestellen, kijkt u op **www.riobeauty.com**
of neemt u contact op met uw plaatselijke distributeur.

GARANTIE

Om u online te registreren voor de twee jaar garantie gaat u naar: **www.riobeauty.com/pages/warranty-registration**

Verantwoordelijke VK: The Dezac Group Ltd, PO Box 17, Cheltenham Spa, England GL53 7ET

Verantwoordelijke EU: The Dezac Group (Europe) B.V. Azura,
Saturnusstraat 46- 62, 2132 HB Hoofddorp, Nederland

ADVERTENCIAS

- **Lea las instrucciones detenidamente y guárdelas para futura referencia.**
- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años y mayores, además de por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos, siempre y cuando estén supervisados o hayan recibido instrucciones asociadas con el uso seguro del aparato y entiendan los peligros asociados con el mismo. No permita que los niños jueguen con el aparato. Las tareas de limpieza y mantenimiento no deben realizarlas los niños a menos que estén supervisados.
- Este aparato solamente es apto para su uso con una alimentación de baja tensión tal como se indica en el aparato. Si se observan daños en el adaptador de corriente o en el cable, descontinúe el uso. Póngase en contacto con el Departamento de Atención al Cliente para organizar la sustitución del aparato.
- No sumerja el aparato en el agua. NO utilice disolventes ni limpiadores abrasivos.
- NO utilice el producto si no funciona correctamente o si se ha caído o está dañado de alguna forma.
- NO utilice décoLITE si está tomando algún medicamento que pueda causar fotosensibilidad. Si utiliza décoLITE y está tomando algún medicamento que pueda causar fotosensibilidad podría ocasionarle una reacción cutánea grave.
- La fotosensibilidad es un efecto secundario común de algunos medicamentos. Estos pueden incluir algunos antibióticos, medicamentos de quimioterapia y diuréticos. Si tiene alguna duda sobre los medicamentos que está tomando consulte a su médico.
- NO utilice décoLITE para el tratamiento de ninguna otra condición, exceptuando las enumeradas en las indicaciones de uso.
- NO utilice décoLITE si está embarazada, está planeando quedarse embarazada o dando pecho. décoLITE NO ha sido testado en mujeres embarazadas o dando pecho y por lo tanto, el riesgo para el feto, neonato o mujeres embarazadas es desconocido.

- NO utilice el sistema de LED de décoLITE LED si sufre Lupus eritematoso, eczema fotosensible o albinismo. Si utiliza el sistema de LED del décoLITE para el tratamiento del lupus eritematoso, el eczema fotosensible o el albinismo podría ocasionarle una reacción grave de la piel.
- NO utilice décoLITE si sufre algún trastorno de fotosensibilidad (sensibilización a la luz).
- Antes de usar décoLITE debe realizar un test de sensibilización.
- NO utilice décoLITE de ningún otro modo que no se especifique exactamente en estas instrucciones de uso.
- APAGUE y RETIRE décoLITE inmediatamente si siente que desprende demasiado calor o si nota calor incómodo en la piel.
- Utilice décoLITE solamente con las mascarillas de hidrogel de la marca recomendada o suministradas para su uso con décoLITE. Hay disponibles otras mascarillas, pero no han sido testadas con el sistema décoLITE.
- NO utilice décoLITE sin primero quitarse cremas, lociones o maquillaje. Algunos ingredientes contenidos en estos productos podrían causar sensibilización a la luz o podrían reducir el efecto del tratamiento.
- NUNCA utilice décoLITE cerca del agua o donde pueda derramarse agua sobre el producto. NO utilice décoLITE si piensa que ha entrado en contacto con agua.
- Mantenga décoLITE lejos de superficies CALIENTES.
- NO intente modificar décoLITE en modo alguno. Modificar décoLITE invalidará la garantía. décoLITE no contiene ninguna pieza útil para el usuario.
- NO utilice décoLITE si la almohadilla luminosa, el controlador, el cable de carga están dañados en forma alguna.
- La correa del décoLITE contiene una mezcla de poliéster, nilón y licra. Si es alérgico a cualquiera de estos materiales, quizás no pueda utilizar la correa provista para la cabeza.
- NO utilice décoLITE si sufre de dolores de cabeza inducidos por la luz.

CONOZCA LA UNIDAD

- | | |
|-------------------------|--|
| ❶ Almohadilla luminosa | ❷ Adaptador y cuatro conectores, RU, EU, China y EE. UU. |
| ❸ Controlador | ❸ Correa larga |
| ❹ Encendido/Apagado | ❹ Correa corta |
| ❺ Luces indicadoras LED | ❺ Bolsa de transporte |
| ❻ Clavija USB-C | |
| ❼ Clavija USB | |

PRUEBA EN LA PIEL

Antes de realizar el primer tratamiento debe llevar a cabo una test de sensibilización (prueba en la piel).

1. Coloque décoLITE sobre el área interior del brazo.
2. Si en cualquier momento siente demasiado CALOR o incomodidad en la piel, DEJE de usar el aparato inmediatamente.
3. Después del tratamiento espere al menos 6 horas. Si la piel en la parte interior del brazo aparece roja y/o le produce picor, décoLITE no es apto para usted.

CARGA


Para cargar décoLITE inserte el adaptador de corriente en la clavija USB-C del controlador. Enchufe el adaptador CA/CC a la fuente de alimentación de red y enciéndalo. Los 3 LED en la unidad de control empezarán a parpadear indicando que se está cargando. Cuando esté completamente cargado los 3 LED permanecerán iluminados.

Aviso: Recargue siempre cuando el último LED empiece a parpadear. décoLITE no funciona mientras se está cargando.


INTRODUCCIÓN

Antes de cada uso, con el aparato apagado, limpie la almohadilla luminosa del décoLITE. Véanse las instrucciones de limpieza.
décoLITE incluye una correa ajustable que permite llevar cómodamente la máscara.

Utilícelo alrededor del cuello y en el pecho:



Utilícelo solamente en el pecho:



TRATAMIENTOS

Para obtener los mejores resultados realizar el tratamiento 3-5 días a la semana durante un periodo máximo de 4 semanas. Los tratamientos de mantenimiento deben realizarse según sean necesarios, según el estilo de vida y la condición de la piel.

Tratamiento con décoLITE:

1. Limpie y exfolie la piel para eliminar los restos de los productos para el cuidado de la piel.
2. Para ajustar la almohadilla luminosa, inserte la correa en los agujeros a ambos lados de la almohadilla luminosa y únala utilizando los cierres en cada extremo de la correa (véase la ilustración más arriba). Utilice la correa corta para colocarlo alrededor del cuello o la correa larga (insertándola por los agujeros superiores) para colocarlo sobre el pecho.
3. Para encender pulse el botón de encendido/apagado. El aparato se desconectará automáticamente después de 10 minutos. Puede parar el tratamiento en cualquier momento pulsando el botón de encendido/apagado.
4. Al final del tratamiento quítese la almohadilla luminosa.
5. Aplíquese su hidratante y protector solar habituales.

Aviso: La piel puede aparecer roja inmediatamente después del tratamiento.

La piel recobrará su color normal después de 1-2 horas.

Combine con Sérums fotoreactivos:

Visite riobeauty.com para más información sobre el uso combinado con tratamientos de sérums fotoreactivos.

LIMPIEZA

Antes de cada uso, con el aparato apagado, limpie la almohadilla luminosa, como se indica a continuación:

1. Compruebe que el aparato NO se está cargando antes de limpiarlo.
2. Limpie la almohadilla luminosa con una toallita de base acuosa o un paño limpio húmedo. Las manchas difíciles pueden eliminarse limpiando la máscara con una solución de 70% de alcohol. NO utilice ningún otro producto de limpieza ya que estos podrían dañar las superficies plásticas.
3. Limpie el controlador con un paño limpio húmedo.

ALMACENAMIENTO:

Guarde el décoLITE a temperatura ambiente en un lugar seco. Utilice la bolsa de transporte incluida. Evite guardar el décoLITE en un lugar en el que haya polvo, expuesto a la luz solar directa o en condiciones de humedad.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible causa	Solución
El décoLITE no emite luz roja o infrarroja	No está cargado	Enchufe el conector en el adaptador de corriente, asegurándose que los conectores están acoplados y deje que se cargue hasta que los tres indicadores LED en el controlador permanezcan encendidos SIN parpadear.
El décoLITE no emite luz roja o infrarroja	El aparato está conectado a la red.	Desenchufe el conector USB-C del controlador.
Los LED NO se APAGAN trascurridos 10 minutos.	El aparato está defectuoso.	Devuélvalo al proveedor.
Los LED parpadean durante el tratamiento.	El aparato está defectuoso.	Devuélvalo al proveedor.

ELIMINACIÓN



La Directiva de la Unión Europea (2012/19/UE) relativa a los residuos de equipos eléctricos y electrónicos (RAEE) ha sido desarrollada al objeto de reciclar productos utilizando las mejores técnicas disponibles de recuperación y reciclaje para minimizar el impacto sobre el medio ambiente, tratar cualquier sustancia peligrosa y evitar el uso cada vez más frecuente de vertederos. Este producto está clasificado como equipo eléctrico o electrónico por ello, por favor asegúrese que al final de la vida útil del producto este se elimine en la forma correcta conforme a los requerimientos de las autoridades locales. NO debe deshacerse de él tirándolo con la basura doméstica.

Recicle responsablemente

1. Consulte las directrices municipales locales
2. Separe los componentes y elimínelos de la forma correcta

ESPECIFICACIONES

Entrada del controlador: 5 V, 800mA 

Entrada de la almohadilla luminosa: 5 V, 280 mA (CC)

 El producto cumple la legislación actual de la UE.



Lea con atención estas instrucciones antes de usar y guárdelas para un uso futuro.



Este producto solo debe usarse en interiores.



Este símbolo significa que debe guardar el aparato lejos de la luz solar directa.



Corriente continua



Unidad de alimentación extraíble IEC 60417-6181



Este símbolo indica el conector USB.



Este símbolo significa que el aparato utiliza una pila de polímero de litio hierro.



Símbolo Clase III (IEC 60417-5180)



Aislamiento clase II



Temperatura de funcionamiento:

0° C a 40° C



Humedad de funcionamiento:

30% a 95% sin condensación

Peso:

340 g (controlador y almohadilla luminosa)

LEDs:

Rojo: 630 nm+/-10 nm.

Infrarrojo cercano: 830 nm+/-17,5 nm

Dimensiones totales del aparato:

Almohadilla luminosa: 300 mm máx (an) x 220 mm máx (a)

Controlador: 23 mm máx (diá) x 104 mm (l)

ATENCIÓN AL CLIENTE

Si desea hacernos alguna consulta, por favor póngase en contacto con nosotros en: **online@riobeauty.com**

Para pedir accesorios adicionales, visite **www.riobeauty.com**
o póngase en contacto con su distribuidor local.

GARANTÍA

Para registrar la garantía de dos años de forma online, visite:
www.riobeauty.com/pages/warranty-registration

RU RP: The Dezac Group Ltd, PO Box 17, Cheltenham, Inglaterra GL53 7ET

EU RP: The Dezac Group (Europe) B.V. Azura,
Saturnusstraat 46-62, 2132 HB Hoofddorp, Países Bajos

AVISOS

- **Leia todas as instruções cuidadosamente e guarde-as para futura referência.**
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idades a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência, desde que sejam supervisionadas ou que recebam instruções para utilizarem o aparelho de forma segura e desde que compreendam os perigos associados. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
- A alimentação do dispositivo deve respeitar uma corrente de baixa tensão, de acordo com as marcações existentes no dispositivo. Se alguma parte do adaptador ou do cabo de alimentação estiver danificada, não utilize mais o dispositivo. Contacte o Apoio ao Cliente para pedir uma substituição.
- Não coloque o aparelho dentro de água. NÃO utilize produtos de limpeza abrasivos ou solventes.
- NÃO utilize este produto se não estiver a funcionar corretamente, se tiver caído ou se tiver sofrido qualquer tipo de danos.
- NÃO utilize o décoLITE caso esteja a tomar qualquer medicamento que possa causar fotossensibilidade. A utilização do décoLITE enquanto está a tomar qualquer medicamento que possa causar fotossensibilidade pode provocar uma reação cutânea grave.
- A fotossensibilidade é um efeito secundário comum de vários medicamentos. Estes podem incluir alguns antibióticos, medicamentos de quimioterapia e diuréticos. Se tem dúvidas acerca de qualquer medicamento que possa estar a tomar, consulte o seu médico.
- NÃO utilize o décoLITE no tratamento de quaisquer outras patologias para além das indicadas nas instruções de utilização.
- NÃO utilize o décoLITE caso esteja grávida, a planear engravidar ou a amamentar. O décoLITE NÃO foi testado em mulheres grávidas ou lactantes, por isso, não se conhecem os riscos para o feto, para o recém-nascido ou para a grávida.

- NÃO utilize o sistema LED décoLITE se sofrer de lúpus eritematoso, eczema fotossensível ou albinismo. A utilização do sistema LED décoLITE no tratamento de lúpus eritematoso, eczema fotossensível ou albinismo, pode causar uma reação cutânea grave.
- NÃO utilize o décoLITE caso padeça de qualquer doença fotossensível (sensibilidade à luz).
- Faça um teste de sensibilidade antes de utilizar o décoLITE.
- NÃO utilize o décoLITE de qualquer outra forma que não as indicadas nestas instruções.
- DESLIGUE e REMOVA o décoLITE de imediato, caso este fique quente ou sinta a pele desconfortavelmente quente.
- Utilize o décoLITE apenas com as almofadas de hidrogel recomendadas ou disponibilizadas com o mesmo. Existem outras almofadas no mercado, mas não foram testadas com o sistema décoLITE.
- ANTES DE UTILIZAR o décoLITE, remova cremes, loções ou maquilhagem. Alguns ingredientes existentes nesses produtos podem provocar sensibilidade à luz ou podem reduzir o efeito do tratamento.
- NUNCA utilize o décoLITE perto de água ou num local onde possa cair água sobre o produto. Se acha que o décoLITE esteve em contacto com água, NÃO o utilize.
- Mantenha o décoLITE afastado de superfícies QUENTES.
- NÃO tente fazer quaisquer alterações ao décoLITE. Qualquer alteração ao décoLITE vai anular a garantia. O décoLITE não inclui peças reparáveis.
- NÃO utilize o décoLITE se a almofada, o controlador ou o cabo de carregamento tiverem sofrido qualquer tipo de dano.
- A fita do décoLITE contém uma mistura de poliéster, nylon e licra. Se for alérgico a algum destes materiais, poderá não conseguir utilizar a fita para a cabeça fornecida.
- NÃO utilize o décoLITE se sofrer de dores de cabeça provocadas pela luz.

A SUA UNIDADE

- | | |
|-------------------------|--|
| ❶ Almofada | ❷ Adaptador e quatro conectores: Reino Unido, União Europeia, China e E.U.A. |
| ❸ Controlador | |
| ❹ Ligar/Desligar | |
| ❺ Luzes LED indicadoras | ❸ Fita longa |
| ❻ Ficha USB-C | ❹ Fita curta |
| ❼ Ficha USB | ❺ Bolsa de transporte |

TESTE DE SENSIBILIDADE CUTÂNEA

Antes de efetuar o primeiro tratamento, faça um teste de sensibilidade cutânea.

1. Coloque o décoLITE na zona interior do braço.
2. Se, a qualquer momento, sentir a pele QUENTE ou sentir desconforto, PARE de utilizar o dispositivo imediatamente.
3. Após o tratamento, aguarde, pelo menos, 6 horas. Se a pele da zona interior do braço ficar vermelha e/ou sentir comichão, não utilize o décoLITE.

CARREGAMENTO


Para carregar o décoLITE, ligue o adaptador à ficha USB-C do controlador. Ligue o adaptador à corrente elétrica e ligue o aparelho. Os 3 LED na unidade de controlo começam a piscar para indicar que está a carregar. Quando estiver totalmente carregado, os três LED ficam ligados sem piscar.

Nota: coloque o aparelho a carregar assim que o último LED começar a piscar. O décoLITE não funciona durante o carregamento.


COMO UTILIZAR

Antes de cada utilização, limpe a almofada do décoLITE com o dispositivo desligado. Consulte as instruções de limpeza.
O décoLITE inclui uma fita ajustável que lhe permite utilizar a almofada de forma confortável.

Utilização no pescoço e no peito:



Utilização apenas no peito:



TRATAMENTOS

Para melhores resultados, efetue o tratamento 3 a 5 dias por semana, no mínimo durante 4 semanas. Os tratamentos de manutenção devem ser efetuados conforme necessário, de acordo com o estilo de vida e o estado da pele.

Tratamento décoLITE:

1. Limpe e exfolie a pele para remover quaisquer vestígios de produtos de cuidados da pele.
2. Para colocar a almofada, passe a fita através dos orifícios de cada lado e feche com o velcro (veja a ilustração acima). Utilize a fita curta para colocar a almofada no pescoço e a fita longa (através dos orifícios) para colocar a almofada no peito.
3. Prima o botão Ligar/Desligar para ligar. O dispositivo desliga automaticamente após 10 minutos. Pode premir o botão Ligar/Desligar a qualquer momento para interromper o tratamento.
4. No final do tratamento, retire a almofada.
5. Aplique o hidratante e o protetor solar que utiliza habitualmente.

Nota: a pele pode ficar vermelha imediatamente após o tratamento. Deverá voltar ao normal dentro de 1 a 2 horas.

Utilização com sérums fotorreativos:

visite riobeauty.com para mais informações sobre a combinação deste tratamento com sérums fotorreativos.

LIMPEZA

Antes de cada utilização, limpe a almofada com o dispositivo desligado e da seguinte forma:

1. O dispositivo NÃO pode estar a carregar quando fizer a limpeza.
2. Limpe a almofada com um toalhete à base de água ou com um pano húmido e limpo. Quaisquer manchas persistentes podem ser removidas cuidadosamente com álcool a 70%. NÃO utilize quaisquer outros produtos de limpeza, visto que estes podem danificar os plásticos.
3. Limpe o controlador com um pano húmido e limpo.

ARMAZENAMENTO

Guarde o décoLITE à temperatura ambiente e num local seco. Utilize a bolsa de transporte fornecida. Evite guardar o décoLITE em locais com pó, exposição direta à luz solar ou humidade.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Causa possível	Solução
A luz vermelha ou infravermelha não acende no décoLITE.	Bateria descarregada	Ligue o controlador ao adaptador, com o respetivo conector ligado, e deixe a carregar até que o LED indicador no controlador fique acesso SEM piscar.
A luz vermelha ou infravermelha não acende no décoLITE.	Dispositivo ligado à corrente elétrica	Desligue a ficha USB-C do controlador.
Os LED NÃO DESLIGAM após 10 minutos.	Dispositivo danificado.	Devolva ao fornecedor.
Os LED piscam durante o tratamento.	Dispositivo danificado.	Devolva ao fornecedor.

ELIMINAÇÃO



A Diretiva de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE) (2012/19/UE) foi acionada para a reciclagem de produtos através das melhores técnicas de recuperação e reciclagem disponíveis, de modo a minimizar o impacto no ambiente, tratar substâncias perigosas e evitar o aumento de aterros sanitários. O produto está classificado como Equipamento Eléctrico ou Electrónico. Como tal, garanta que no fim da sua vida útil é eliminado de forma correta, de acordo com as exigências legais locais. NÃO deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico.

Responsabilidade de reciclagem:

1. Consulte as diretrizes das autoridades locais
2. Separe os componentes e elimine-os de forma correta

ESPECIFICAÇÕES

Entrada do controlador: 5 V 800 mA 

Entrada da almofada: 5 V 280 mA (CC)



Este produto está em conformidade com a legislação atual de produtos da UE.



Leia cuidadosamente estas instruções antes de utilizar o aparelho e guarde-as para futura referência.



Este produto destina-se apenas a utilização em espaços interiores.



Este símbolo significa que deve manter o dispositivo afastado da luz solar direta.



Corrente contínua



Unidade de alimentação amovível CEI 60417-6181



Este símbolo indica a ficha USB.



Este símbolo indica que o dispositivo utiliza uma bateria de polímero de íões de lítio.



Símbolo de Classe III (CEI 60417-5180)



Isolamento de Classe II



Temperatura de funcionamento:

0 °C a 40 °C



Humidade de funcionamento:

30% a 95% sem condensação

Peso:

340 g (controlador e almofada)

LED:

Vermelho: 630 nm +/- 10 nm.

Infravermelho próximo: 830 nm +/- 17,5 nm

Dimensões totais do dispositivo:

Almofada: 300 mm máx. (l) x 220 mm máx. (a)

Controlador: 23 mm máx. (d) x 104 mm (c)

APOIO AO CLIENTE

Se tiver alguma questão, entre em contacto connosco através do e-mail: **online@riobeauty.com**

Para encomendar acessórios adicionais, visite **www.riobeauty.com** ou contacte o seu distribuidor local.

GARANTIA

Para registar a sua garantia de dois anos online, visite:
www.riobeauty.com/pages/warranty-registration

Representante no Reino Unido: The Dezac Group Ltd, PO Box
17, Cheltenham Spa, Inglaterra GL53 7ET

Representante na União Europeia: The Dezac Group (Europe) B.V.
Azura, Saturnusstraat 46-62, 2132 HB Hoofddorp, Países Baixos

AVVERTENZE

- **Leggere attentamente tutte le istruzioni e conservarle per un eventuale utilizzo futuro.**
- Questo apparecchio può essere utilizzato dai bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte funzionalità fisiche, sensoriali o mentali o non esperte nell'uso del prodotto, solo se supervisionati da adulti o dopo avere ricevuto le istruzioni necessarie a garantire l'utilizzo in piena sicurezza dell'apparecchio ed evitare possibili rischi derivanti dall'uso dello stesso. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Non consentire ai bambini di eseguire la pulizia e la manutenzione di questo apparecchio senza supervisione.
- Questo apparecchio deve essere utilizzato solo alla tensione di sicurezza bassa corrispondente a quella riportata sulla targhetta dell'apparecchio. Non utilizzare l'apparecchio se l'adattatore di rete o il cavo di alimentazione risultano danneggiati. Contattare l'Assistenza Clienti per richiedere un ricambio.
- Non immergere il prodotto in acqua. NON usare solventi nè detergenti abrasivi.
- NON utilizzare questo prodotto se non funziona correttamente, se è caduto o risulta danneggiato.
- NON usare décoLITE se si stanno assumendo farmaci che possono causare fotosensibilità. Se si usa décoLITE e si stanno assumendo farmaci che possono causare fotosensibilità, si potrebbe avere una grave reazione cutanea.
- La fotosensibilità è un effetto collaterale comune a vari farmaci. Tra cui alcuni antibiotici, farmaci chemioterapici e diuretici. Se non si è sicuri di qualche farmaco che si stia assumendo, consultare il proprio medico.
- NON utilizzare décoLITE per trattare altre condizioni oltre a quelle elencate nelle indicazioni per l'uso.
- NON utilizzare décoLITE in caso di gravidanza, se si prevede di essere incinte o di allattare. décoLITE NON è stato testato su donne in gravidanza o che allattano al seno e pertanto il rischio per il feto, il neonato o le donne in gravidanza non è noto.

- NON usare il sistema décoLITE LED se si soffre di Lupus eritematoso, eczema fotosensibile o albinismo. Se si utilizza il sistema décoLITE LED per il trattamento del lupus eritematoso, dell'eczema fotosensibile o dell'albinismo, si può provocare una grave reazione cutanea.
- NON usare décoLITE se si soffre di qualsiasi disturbo di fotosensibilità (sensibilizzazione alla luce).
- Prima di utilizzare décoLITE è necessario eseguire un test di sensibilizzazione.
- NON utilizzare décoLITE in modo diverso da quanto specificato nelle presenti istruzioni per l'uso.
- SPEGNERE e RIMUOVERE immediatamente décoLITE se si percepisce un certo calore o se si sente la pelle sgradevolmente calda.
- Utilizzare décoLITE solo con gli esclusivi tamponi Hydrogel consigliati o forniti per l'uso in concomitanza con décoLITE. Sono disponibili altri tamponi, ma non sono stati testati con il sistema décoLITE.
- NON usare décoLITE senza aver prima rimosso creme, lozioni o qualsiasi traccia di trucco. Alcuni ingredienti di questi prodotti possono causare una leggera sensibilizzazione o possono ridurre l'effetto del trattamento.
- Non utilizzare MAI décoLITE vicino all'acqua o dove è possibile che dell'acqua venga versata sul prodotto. NON usare décoLITE se si pensa che sia venuto a contatto con acqua.
- Tenere décoLITE lontano da superfici CALDE.
- NON tentare di modificare décoLITE in nessun modo. La modifica di décoLITE ne invalida la garanzia. décoLITE non contiene parti riparabili.
- NON utilizzare décoLITE se il tampone luminoso, il controller, il cavo di ricarica sono in qualche modo danneggiati.
- La cinghietta décoLITE contiene una miscela di poliestere, nylon e lycra. Se si è allergici a uno di questi materiali, potrebbe non essere possibile utilizzare la cinghietta per la testa fornita.
- NON usare décoLITE se si soffre di mal di testa indotto dalla luce.

COMPONENTI

- | | | | |
|---|---|---|--|
| ❶ | Maschera collo e décolleté per trattamento luce | ❷ | Adattatore e quattro connettori, Regno Unito, UE, Cina e USA |
| ❸ | Controller | ❸ | Cinghietta lunga |
| ❹ | On/Off | ❹ | Cinghietta corta |
| ❺ | Spie LED | ❺ | Borsa per il trasporto |
| ❻ | Presa USB-C | | |
| ❼ | Presa USB | | |

TEST ALLERGIE

Prima di eseguire il primo trattamento è necessario eseguire un test di sensibilità (test allergie).

1. Mettere décoLITE sulla parte interna del braccio.
2. Se in qualsiasi momento si sente la pelle CALDA o fastidio, interrompere immediatamente l'utilizzo del dispositivo.
3. Dopo il trattamento, attendere almeno 6 ore. Se la pelle della parte interna del braccio appare arrossata e/o pruriginosa, non usare décoLITE.

RICARICA

Per ricaricare décoLITE, inserire l'alimentatore nella presa USB-C del controller. Collegare l'adattatore CA/CC a una presa di corrente e accenderlo. I 3 LED sulla centralina inizieranno a lampeggiare per indicare la ricarica. Quando è completamente carico, tutti e tre i LED saranno illuminati.


Nota: Ricaricare sempre quando l'ultimo LED inizia a lampeggiare. décoLITE non funzionerà durante la ricarica.

GUIDA INTRODUTTIVA


Prima di ogni utilizzo, a dispositivo spento, pulire il tampone luminoso décoLITE. Vedere le istruzioni per la pulizia.

décoLITE è dotato di una cinghietta regolabile che consente di indossare comodamente il tampone luminoso.

Utilizzare intorno al collo e sul petto:



Utilizzare solo sul petto:



TRATTAMENTI

Per ottenere i migliori risultati, effettuare il trattamento 3- 5 giorni a settimana per un minimo di 4 settimane. I trattamenti di manutenzione devono essere eseguiti secondo necessità, in base allo stile di vita e alle condizioni della pelle.

Trattamento décoLITE :

1. Detergere ed esfoliare la pelle per rimuovere eventuali tracce di trattamenti.
2. Per indossare il tampone luminoso, infilare la cinghietta attraverso i fori su entrambi i lati del tampone luminoso e unire le estremità usando il gancio e le estremità del loop (vedere la figura precedente). Mettere la cinghietta corta intorno al collo o quella lunga (inserendola attraverso i fori del passante superiore) sopra il petto.
3. Premere il tasto di accensione/spegnimento per accendere. Il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo dieci minuti. È possibile interrompere il trattamento in qualsiasi momento premendo il tasto On/Off.
4. Alla fine del trattamento rimuovere il tampone luminoso.
5. Applicare la normale crema idratante e crema solare.

Nota: Immediatamente dopo il trattamento la pelle può arrossarsi. Dovrebbe tornare alla normalità nel giro di 1-2 ore.

Utilizzo in combinazione con siero fotoreattivo

Visitare il sito riobeauty.com per ulteriori informazioni sull'uso in combinazione con sieri fotoreattivi che potenziano il trattamento.

PULIZIA

Prima di ogni utilizzo, a dispositivo spento, pulire il tampone luminoso come indicato di seguito:

1. Assicurarsi che il dispositivo NON sia in fase di ricarica durante la pulizia.
2. Pulire il tampone luminoso con una salvietta imbevuta di acqua o un panno pulito umido. Le macchie ostinate possono essere rimosse strofinando delicatamente con alcool al 70%. NON usare altri prodotti detergenti in quanto potrebbero danneggiare la plastica.
3. Pulire il controller con un panno pulito umido.

CONSERVAZIONE

Conservare décoLITE a temperatura ambiente e in un luogo asciutto. Utilizzare la borsa per il trasporto in dotazione. Evitare di conservare décoLITE in un luogo esposto alla polvere, alla luce solare diretta o in presenza di umidità.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile causa	Soluzione
Da décoLITE non fuoriesce nessuna luce rossa o infrarossa.	Non caricato	Collegare il controller all'adattatore di alimentazione assicurandosi che i connettori siano collegati e lasciare in carica fino a quando i tre LED indicatori sul controller rimangono accesi e NON lampeggiano.
Da décoLITE non fuoriesce nessuna luce rossa o infrarossa.	Dispositivo collegato alla rete.	Scollegare il connettore USB-C dal controller.
I LED NON si spengono dopo 10 minuti.	Il dispositivo è difettoso.	Restituirlo al fornitore.
I LED sfarfallano durante il trattamento.	Il dispositivo è difettoso.	Restituirlo al fornitore.

SMALTIMENTO



La direttiva 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è stata introdotta per favorire il riciclo dei prodotti utilizzando le migliori tecniche di recupero e riciclo, al fine di minimizzare l'impatto sull'ambiente, di trattare adeguatamente le sostanze tossiche e di evitare il proliferare di discariche. Il prodotto è classificato come apparecchiatura elettrica ed elettronica. Pertanto si raccomanda di assicurarsi che, al termine del suo ciclo di vita, il prodotto venga smaltito nel modo corretto, in conformità alle prescrizioni delle autorità locali. NON smaltire il prodotto con i rifiuti domestici.

Rispetto delle norme di riciclo:

1. Verificare le normative comunali a livello locale.
2. Separare i componenti e procedere al corretto smaltimento.

SPECIFICHE TECNICHE

Ingresso controller: 5V, 800mA 

Ingresso tampone luminoso: 5V, 280mA (CC)

 Il prodotto è conforme alle attuali normative UE sui prodotti di questo tipo.

 Leggere attentamente le istruzioni prima di procedere all'uso e conservarle per un eventuale utilizzo futuro.

 Questo prodotto deve essere usato esclusivamente in ambienti interni.

 Questo simbolo significa che bisogna tenere il dispositivo lontano dalla luce solare diretta.

 Corrente continua

 Alimentatore staccabile IEC 60417-6181

 Questo simbolo indica il connettore USB.

 Questo simbolo indica che il dispositivo utilizza una batteria ai polimeri di ioni di litio.

 Simbolo classe III (IEC 60417-5180)

 Classe isolamento II

 **Temperatura di esercizio:**
Da 0°C a 40°C

 **Umidità di esercizio:**
Dal 30% al 95% senza condensa

Peso:
340g (controller e tampone luminoso)

LED:
Rosso: 630nm+/-10nm
Vicino all'infrarosso: 830nm+/-17,5nm

Dimensioni totali del dispositivo:
Tampone luminoso: 300 mm max (a) x 220 mm max (h)
Controller: 23mm max (dia) x 104mm (l)

ASSISTENZA CLIENTI

In caso di domande, contattarci al seguente indirizzo: **online@riobeauty.com**

Per il riordino di accessori, visitare il sito **www.riobeauty.com**
o contattare il distributore di zona.

GARANZIA

Per registrare online la garanzia di due anni , visitare il seguente sito: **www.riobeauty.com/pages/warranty-registration**

RP Regno Unito: The Dezac Group Ltd, PO Box 17, Cheltenham Spa, Inghilterra GL53 7ET

RP UE: The Dezac Group (Europe) B.V. Azura, Saturnusstraat 46-62, 2132 HB Hoofddorp, Paesi Bassi

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Уважно прочитайте всі інструкції та збережіть їх для подальшого використання.
- Цим приладом можуть користуватися діти від 8 років, а також особи зі зниженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або без достатнього досвіду, якщо вони перебувають під наглядом чи отримали інструкції щодо безпечного використання та розуміють можливі ризики. Дітям заборонено гратися з приладом. Очищення й обслуговування не повинні виконуватися дітьми без нагляду.
- Прилад має живитися лише від безпечної наднизької напруги, що відповідає маркуванню. Якщо адаптер або кабель пошкоджені, припиніть використання та зверніться до служби підтримки для заміни.
- Не занурюйте пристрій у воду. НЕ використовуйте розчинники або абразивні засоби для очищення.
- НЕ використовуйте пристрій, якщо він працює неправильно, падав або був пошкоджений.
- НЕ використовуйте LED-систему, якщо приймаєте ліки, що можуть спричиняти фоточутливість. Це може призвести до тяжкої реакції шкіри.
- Фоточутливість є поширеним побічним ефектом деяких ліків, зокрема окремих антибіотиків, хіміотерапевтичних препаратів і діуретиків. Якщо маєте сумніви щодо ліків, проконсультуйтеся з медичним фахівцем.
- НЕ використовуйте пристрій для лікування станів, не зазначених у показаннях до застосування.
- НЕ використовуйте прилад під час вагітності, планування вагітності або грудного вигодовування. Пристрій не тестувався на вагітних і жінках, які годують грудьми, тому ризик для плода, новонародженого або вагітної жінки невідомий.

- НЕ використовуйте LED-систему за наявності червоного вовчака, фоточутливої екземи або альбінізму. Це може спричинити тяжку реакцію шкіри.
- НЕ використовуйте пристрій за будь-якого фоточутливого розладу.
- Перед використанням пристрою проведіть тест на чутливість.
- НЕ використовуйте LED-систему у спосіб, не передбачений інструкцією.
- **ВИМКНІТЬ і НЕГАЙНО ЗНИМІТЬ** пристрій, якщо він нагрівся або шкіра відчуває надмірне тепло.
- Використовуйте прилад лише з фірмовими гідрогелевими накладками. Інші накладки не тестувалися із системою.
- НЕ використовуйте пристрій без попереднього очищення шкіри від кремів, лосьйонів або макіяжу.
- **НІКОЛИ** не використовуйте прилад біля води або після можливого контакту Пристрою з водою.
- Тримайте прилад подалі від **ГАРЯЧИХ** поверхонь.
- НЕ модифікуйте пристрій. Будь-які зміни анулюють гарантію.
- НЕ використовуйте пристрій, якщо світлова накладка, контролер або зарядний кабель пошкоджені.
- Ремінець пристрою містить поліестер, нейлон і лайкру. У разі алергії на ці матеріали він може бути непридатним.
- НЕ використовуйте прилад, якщо маєте головний біль, спричинений світлом.

ОЗНАЙОМТЕСЯ З ПРИСТРОЄМ

- | | | | |
|---|-------------------------|---|---|
| ❶ | Світлова накладка | ❷ | Адаптер і чотири конектори:
UK, EU, Китай та USA |
| ❸ | Контролер | ❸ | Довгий ремінець |
| ❹ | Увімкнення/Вимкнення | ❹ | Короткий ремінець |
| ❺ | Світлодіодні індикатори | ❺ | Сумка для зберігання |
| ❻ | Роз'єм USB-C | | |
| ❼ | Роз'єм USB | | |

ТЕСТ НА ЧУТЛИВІСТЬ

Перед першим використанням необхідно провести тест на чутливість шкіри.

1. Розмістіть пристрій на внутрішній частині передпліччя.
2. Якщо шкіра стала гарячою або з'явився дискомфорт, негайно **ПРИПИНІТЬ** використання пристрою.
3. Після процедури зачекайте щонайменше 6 годин.
Якщо шкіра на передпліччі почервоніла та/або свербить, пристрій не підходить для вас.

ЗАРЯДЖАННЯ


Щоб зарядити пристрій, під'єднайте адаптер живлення до роз'єму USB-C на контролері. Підключіть адаптер AC/DC до електромережі та увімкніть живлення. Три світлодіодні індикатори на контролері почнуть блимати, вказуючи на процес заряджання. Після повного заряджання всі три індикатори світитимуться постійно.

Примітка: Завжди заряджайте пристрій, коли останній світлодіодний індикатор починає блимати. Пристрій не працює під час заряджання.


ПОЧАТОК РОБОТИ

Перед кожним використанням, коли пристрій вимкнено, очистіть світлову панель пристрій. Див. інструкції з очищення. LED-система постачається з регульованим ремінцем, який дозволяє зручно носити світлову панель.

Використання навколо шиї та на грудній клітці:



Використання лише на грудній клітці:



ПРОЦЕДУРИ ДОГЛЯДУ

Для найкращих результатів використовуйте пристрій 3-5 днів на тиждень протягом щонайменше 4 тижнів. Підтримувальні процедури виконуйте за потреби, залежно від способу життя та стану шкіри.

Процедура використання:

1. Очистіть і відлущіть шкіру, щоб видалити залишки засобів догляду.
2. Протягніть ремінець через петлі світлової панелі та зафіксуйте застібкою-липучкою, як показано на ілюстрації. Короткий ремінець використовуйте для шиї, довгий — для грудної клітки.
3. Натисніть кнопку On/Off, щоб увімкнути пристрій. Він автоматично вимкнеться через 10 хвилин. Процедуру можна зупинити раніше, повторно натиснувши On/Off.
4. Після завершення зніміть світлову панель.
5. Нанесіть зволожувальний засіб і сонцезахисний крем.

Примітка: Одразу після процедури шкіра може мати почервоніння. Вона має повернутися до нормального стану протягом 1–2 годин.

Поєднання з фотореактивними сироватками:

Інформація щодо використання з фотореактивними сироватками доступна на riobeauty.com.

ОЧИЩЕННЯ

Перед кожним використанням, коли пристрій вимкнено, очищуйте світлову панель:

1. Переконайтеся, що пристрій НЕ заряджається.
2. Очистіть світлову панель серветкою на водній основі або вологою тканиною. Стійкі плями можна обережно видалити 70% спиртом. НЕ використовуйте інші засоби, щоб не пошкодити пластик.
3. Протріть контролер вологою чистою тканиною.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігайте пристрій при кімнатній температурі в сухих умовах. Використовуйте сумку для перенесення, що входить до комплекту. Уникайте зберігання пристрою в запиленому місці, під прямим сонячним промінням, а також у вологих умовах.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Можлива причина	Рішення
Немає червоного або інфрачервоного світла	Пристрій не заряджений	Підключіть контролер до адаптера живлення та заряджайте, доки три LED-індикатори на контролері світитимуться постійно й HE блиматимуть.
Немає червоного або інфрачервоного світла	Пристрій підключено до електромережі.	Від'єднайте роз'єм USB-C від контролера.
Світлодіоди HE вимикаються через 10 хвилин.	Пристрій несправний.	Поверніть пристрій постачальнику.
Світлодіоди блимають	Пристрій несправний.	Поверніть пристрій постачальнику.

УТИЛІЗАЦІЯ



Директива WEEE (2012/19/EU) передбачає належну переробку електричного та електронного обладнання, щоб зменшити вплив на довкілля й безпечно обробляти небезпечні речовини.

Цей пристрій потрібно утилізувати відповідно до місцевих вимог. Його НЕ можна викидати разом із побутовими відходами.

Відповідальна утилізація:

1. Ознайомтеся з місцевими муніципальними правилами.
2. Відокремте компоненти та утилізуйте їх належним чином.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вхід контролера: 5V 800mA 

Вхід панелі: 5V 280mA (CC)

 Цей пристрій відповідає чинному законодавству ЄС щодо продукції.

 Уважно прочитайте ці інструкції перед використанням і збережіть їх для подальшого використання.

 Пристрій призначений лише для використання в приміщенні.

 Цей символ означає: тримайте пристрій подалі від прямого сонячного світла

 Постійний струм.

 Знімний блок живлення PSU IEC 60417-6181.

 Цей символ позначає USB-роз'єм.

 Цей символ означає, що пристрій використовує літій-іонний полімерний акумулятор.

 Символ класу III (IEC 60417-5180).

 Ізоляція класу II.

 **Робоча температура:**
від 0°C до 40°C

 **Робоча вологість:**
від 30% до 95% без конденсації

Вага:

340 г — контролер і світлова панель

Світлодіоди:

Червоне світло: 630 нм +/-10 нм.

Ближнє інфрачервоне світло: 830 нм +/-17,5 нм.

Загальні розміри пристрою:

Світлова панель: 300 мм макс. (ш) x 220 мм макс. (в)

Контролер: 23 мм макс. (діам.) x 104 мм (д)

СЛУЖБА ПІДТРИМКИ

Якщо у вас виникли запитання, зв'яжіться з нами:

online@riobeauty.com

Щоб замовити додаткові аксесуари, відвідайте
www.riobeauty.com або зверніться до місцевого дистриб'ютора.

ГАРАНТІЯ

Щоб зареєструвати дворічну гарантію онлайн, відвідайте:
www.riobeauty.com/pages/warranty-registration

UK RP: The Dezac Group Ltd, PO Box 17, Cheltenham Spa, England GL53 7ET
EU RP: The Dezac Group (Europe) B.V. Azura, Saturnusstraat 46-62, 2132 HB Hoofddorp,
Netherlands

www.riobeauty.com



© The Dezac Group Ltd 2024 Manufactured by The Dezac Group Ltd PO Box 17,
Cheltenham, England GL53 7ET

Patents: GB 2 360 461, JP 4889247, EP 1 138 349, US6,645,230, EP 1 824 561,
GB 2 425 481, GB 2 416 699, EP 2 376 194, HK8101701.

1-IN-DCLT2-EU/1.0